

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): KAR	Číslo smlouvy / objednávky: DO 8563
	Inventární číslo: 22426	

Název a typové označení přístroje: Ventilátor Oxylog 3000		Výrobní číslo: SRUN-0009	Výrobce: Dräger
		Verze SW: 1.03	Rok výroby: 2004
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☐ II ☒	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje
Ovládací prvky
Alarmové a bezpečnostní funkce
Funkční kontrola přístroje
Kontrola měřených veličin
Kalibrace měřených veličin
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení
Návod k použití

vyhovuje		neprováděno	
ano	ne		
☒	☐		
☒	☐		
☒	☐		
☒	☐		
☒	☐		
☒	☐	☐	
☒	☐	☐	
☒	☐		

Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

Ω

vyhovuje		neprováděno	
ano	ne		
☐	☐	☒	

Izolační stav přístroje:

unikající proud	síťová část – přístupná část:	0,009 mA
unikající proud	síťová část – příložitná část:	mA

☒	☐	☐
☐	☐	☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	06/2006
Digitální tlakoměr DPI 705	70528998	12/2006

Výsledek kontroly:

- ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění
- ☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do
- ☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Kontrola provedena dne 9. 3. 2006

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:



Termín příští kontroly: 03/2008

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10