

Protokol o preventivní prohlídce a revizi zdravotnického prostředku
Typ 0T11A výrobní číslo **108**
 (jednofázového elektrického spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedené podle ČSN 331610)
 provedené podle §28 zákona 123/2000 Sb.

Název el. spotřebiče: PRŮTOČKOVÝ OCHRÁŇAČ TRANSF. A INFUZE	Inventární číslo:	Výrobce: R.T.E. spol. s r.o.	Rok výroby: 2001	Výrobní číslo: 108
Majitel el. spotřebiče: FAPULTA NEBOUCICE OLOMOUČ KAR	³⁾ Skupina používání:	Typové označení: 0T11A	²⁾ U _n [V] 230	²⁾ I _n [A] 0,3
			²⁾ P _n [W]	Třída ochrany: I

Datum kontroly či revize	Typ ¹⁾	Výsledek prohlídky - zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Vyhodnocení ⁴⁾	Odpor ochranného vodiče u spotřebiče třídy I [Ω]	Izolační stav		Podmínky měření		Zkouška cnotu/ vyhodnocení ⁴⁾	Celkové vyhodnocení ⁴⁾	Termín další revize	Vykonal
					Izolační odpor [MΩ]	Měření proudu Metoda ⁵⁾ I [mA]	Sestava ⁶⁾	Délka síťového přívodu [m]				
2.5. 2005	R	VÝMĚNA BATERIE DEJ ZÁVAD	V	0,09	>20	DR 0,12	P	2,5	V	V	2006	R. Uhlíř

R.T.E. spol. s r.o.
 a podpr. servis
 Pohoří 71, 254 01 Jílové u Prahy
 Tel.: 606 421 665, 728 929 679
 ČO: 61251712, DIČ: CZ61251712

¹⁾ Uvedte: K - kontrola; R - revize
²⁾ Uvedte jmenovité hodnoty spotřebiče.
³⁾ Viz. ČSN 33 1610
⁴⁾ Uvedte: V - vyhověl; N - nevyhověl
⁵⁾ Uvedte: I - měření proudu protékajícího ochranným vodičem, IR - měření proudu ochranným vodičem jako rozdílového proudu, D - měření dotykového proudu, DR - měření rozdílového proudu, N - měření náhradního unikajícího proudu
⁶⁾ Uvedte: S - přístroj měřen samostatně, P - přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem, O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem, PP - prodlužovací přívod