

Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Zákazník | FN Olomouc Datex-Ohmeda |
| Přístroj | ADU MONITOR |
| Typ | S/5 AS/3 |
| Výrobní číslo IČ | 40007823 817252 1018599 |

| Vyhovuje | Nevyhovuje | Provedené kontroly. |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vizuální kontrola (mechanické části, kabely) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ovládací prvky, signalizace |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Bezpečnostní test - měření

| Měřená veličina | Naměřeno | Limit |
|-------------------------|----------------|---------------------------|
| Celkový unikající proud | Přístupná část | 0,32 mA max. 0,5 mA |
| | Příložná část | 0,01 mA max. 0,05 mA |
| Izolační odpor | >20 MΩ | min. 20 MΩ |
| Odpor ochranného vodiče | 0,19 Ω | max 0,2 Ω |

Reference: Servisní výkaz č.P124/08..... ze dne22.7.2008.....

Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik :

Palička

Provedeno dne :

Hoyer Praha s.r.o.

Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3

DIČ: CZ60491582 (16)

tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522

Provozovna: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

Datum příští kontroly : 7/2009

