

člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

PROTOKOL O PERIODICKÉ BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ KONTROLE

podle zákona 123/2000 Sb. v platném znění

Zdravotnický prostředek – typ: <i>RI-N2O</i>	Výrobní číslo: <i>J-2053-MU</i>	Inventární číslo:
Výrobce: <i>CHIRANA ST. TURA</i>	Zdravotnický prostředek třídy: <i>IIb</i>	
Poskytovatel zdravotní péče: <i>F.N. OLOMOUČ I.P. PAVLOVA</i>		

Parametr	Vyhovuje	
	ANO	NE
- kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kontrola ovládacích prvků	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kontrola čitelnosti popisů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kontrola mechanických částí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- funkční kontrola <i>- 4,5 - 60s</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

rozsah: l / min	nastavená hodnota	naměřená hodnota	Vyhovuje	
			ANO	NE
1 průtok	<i>05 l / min</i>	<i>l / min</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 průtok	<i>10 l / min</i>	<i>l / min</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 průtok	<i>15 l / min</i>	<i>l / min</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Použité měřidlo: <i>AALBORG MASS FLOW METER – GFM37</i>	Kalibrace do: <i>7/2009</i>
--	--------------------------------

Technický stav:
Zařízení bylo zkontrolováno, je bezpečné a schopné plnit správně funkci pro níž bylo určeno.

Termín příští prohlídky: *- 12 / 05*

Servisní technik: Jan Horňák

DN FORMED BRNO
S.R.O.
HORŇÁK JAN - servisní technik
HUDCOVA 76a, 612 48 BRNO
Mob.: 724 830 906

Dne: *23/11 07* razítko a podpis servisního technika: 