

## Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku

Bezpečnostně technická kontrola zdravotnického prostředku je prováděna dle § 27 zákona 123/2000 Sb. v úplném znění v rozsahu stanoveném výrobcem dle technické dokumentace.

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Zákazník:              | Fakultní nemocnice Olomouc     |
|                        | I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc |
| Oddělení:              | Gynekologie 19B                |
| Přístroj:              | Germicidní svítidlo            |
| Typ                    | STERYBOX MINI                  |
| Výrobní číslo:         | 0102 TS                        |
| Inventární číslo:      | D062618-000                    |
| Třída ochrany:         | I.                             |
| Zdravotnické zařazení: | ---                            |

| Provedené testy, zkoušky, měření | Vyhovuje                            | Nevyhovuje               |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Funkční zkouška</b>           |                                     |                          |
| Vizuální kontrola                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola účinnosti trubic        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Bezpečnostní test – měření

| Měřená veličina         | Naměřeno                        |
|-------------------------|---------------------------------|
| Celkový unikající proud | El. impedance ochranného vodiče |
|                         | 0,10 Ω                          |
|                         | Izolační odpor                  |
|                         | 200 MΩ                          |
|                         | Unikající proud                 |
|                         | 0,01 mA                         |
| Účinnost UVC záření     | 230 – 280 nm                    |
|                         | 10,59 mW/cm <sup>2</sup>        |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Použité měřicí přístroje: | - UV-C meter KÜHNAST 230-280 nm |
|                           | - voltometr M 2012              |
|                           | - Meditest 50                   |

### Výsledek prohlídky:

Uvedený zdravotnický prostředek odpovídá hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj **je plně funkční a bezpečný** zdravotnický prostředek a splňuje požadavky pro používání při poskytování zdravotní péče.

Technik: Tomáš Spáčil

Podpis:

Datum prohlídky: 4. 9. 2008

Datum další doporučené prohlídky: 4. 9. 2009

