

I 018116

## Posouzení vlastností a technického stavu

ASQA a.s. potvrzuje, že níže uvedený přístroj splňuje  
požadavky zákona 123/2000 Sb., § 52, odst. 4  
a je možné jej používat při poskytování zdravotní péče.

*Přístroj odpovídá technické specifikaci výrobce  
Smiths Medical International Ltd.  
(dříve Graseby Medical Ltd. nebo SIMS Graseby Ltd.)  
platné v době jeho výroby.*

**Popis:** Graseby 3100 Syringe Pump

**Ref. číslo:** 0131-0001

**Výrobní číslo:** 36 573

**Vlastník:** FN Olomouc

**Certifikát vydán společností:** ASQA a.s.

**ASQA a.s.**

Za potokem 46, 106 00 Praha 10  
tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351  
IČO: 27125971, DIČ: CZ 27125971

**Číslo certifikátu:** 05-0013

**Autorizováno:**



**Datum:** 23. září 2005

Výrobce doporučuje u tohoto typu přístroje periodickou prohlídku 1x ročně.

Doporučené datum následující periodické prohlídky: 23. září 2006

## PROTOKOL O PROVEDENÍ PERIODICKÉ PROHLÍDKY

pumpa Graseby 3100 / výrobní číslo:

36573

| Krok | Test                                                                                                        | provedeno | výsledek/poznámka/naměřené hodnoty                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Mechanická prohlídka                                                                                        | OK        |                                                                                       |
| 2    | Zkouška elektrické bezpečnosti<br>provedena přístrojem Metra<br>typ PU194DELTA-10A<br>výr. číslo: 115513010 | OK        | Izolační odpor (Mohm) : > 400<br>Unikající proud (mA) : 0,00                          |
| 3    | Po prvním zapnutí                                                                                           | OK        |                                                                                       |
| 4    | Čidla velikosti stříkačky                                                                                   | OK        |                                                                                       |
| 5    | Membránová tlačítka a displej                                                                               | OK        |                                                                                       |
| 6    | Výpadek napájení                                                                                            | OK        |                                                                                       |
| 7    | Lineární přesnost                                                                                           | OK        | měřeno přístrojem Graseby 031-0230<br>vyhovuje povolené odchylce $\pm 0.3 \text{ mm}$ |
| 8    | Okluze                                                                                                      | OK        |                                                                                       |
| 9    | Vyrovnění svorky pístku                                                                                     | OK        |                                                                                       |
| 10   | Alarm otevřené svorky pístku a uvolněného vodicího šroubu                                                   | OK        |                                                                                       |
| 11a  | výstražné zprávy "NEARLY EMPTY" a "EMPTY"                                                                   | OK        |                                                                                       |
| 11b  | Alarm<br>"<3 mins to END (KVO=.5)"<br>a "END (KVO=.5)"                                                      | OK        |                                                                                       |

Podpis Technika :

Datum provedení prohlídky: 23.9.2005

ASQA a.s.

Za.potokem.46., 106 00 Praha 10  
tel.: 272 761 350 fax: 272 761 351  
IČO: 27125971, DIČ: CZ27125971

Doporučené datum následující periodické prohlídky: 23.9.2006

Tel.: 272 761 350  
Fax: 272 761 351

ASQA a.s., Za potokem 46, 106 00 Praha 10  
e-mail: servis@asqa.cz www.asqa.cz