

## PROTOKOL

### o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

|                                                   |                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Uživatel přístroje:<br>Fakultní nemocnice Olomouc | Umístění přístroje (klinika, oddělení):<br>Novorozenecké 16 B | Číslo smlouvy / objednávky:<br>9128 |
|                                                   | Inventurní číslo: 17933                                       |                                     |

|                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a typové označení přístroje:<br>Inkubátor 8000 SC                                           | Výrobní číslo: ARJN-0186                                                            | Výrobce: Dräger                                                                                       |
|                                                                                                   | Verze SW: 10.04                                                                     | Rok výroby: 1995                                                                                      |
| Zkoušeno podle<br>VDE 0751 <input type="checkbox"/> IEC 601 <input checked="" type="checkbox"/>   | Třída ochrany:<br>I <input checked="" type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> | Typ:<br>B <input checked="" type="checkbox"/> BF <input type="checkbox"/> CF <input type="checkbox"/> |
| Odpojitelný síťový přívod:<br>ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                     |                                                                                                       |

#### Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození  
 Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje  
 Ovládací prvky  
 Alarmové a bezpečnostní funkce  
 Funkční kontrola přístroje  
 Kontrola měřených veličin  
 Kalibrace měřených veličin  
 Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení  
 Návod k použití

vyhovuje  
ano ne

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

#### Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I): 0,16 Ω  
 Izolační stav přístroje:  
     unikající proud      síťová část – přístupná část: 0,13 mA  
     unikající proud      síťová část – příložná část: mA

vyhovuje  
ano ne

|                                     |                          |                                     |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

#### Použité měřicí přístroje:

| Název, typ  | Výrobní číslo | Platnost kalibrace |
|-------------|---------------|--------------------|
| Meditest 50 | 200313        | 9/2007             |
| Thermometer | 2M11111       | trvalá             |
|             |               |                    |

Výsledek kontroly: ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu  
 dle Zákona 123/2000 Sb. v platném znění

☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu  
 za předpokladu odstranění závad v termínu do

☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Kontrola provedena dne 7.12.2006

Jméno technika:  
Ing. Pavel Škarka

Podpis:



Termín příští kontroly: 30.6.2007