

122119

 POLYMED medicinská technika, s.r.o.		PROTOKOL O BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÉ PROHLÍDCE		Č.
dle § 27, § 28 a § 52 zákona č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších změn				
IP		INJEKČNÍ PUMPA TYPU:		1PB 5050
		VÝROBNÍ ČÍSLO:		500 454
	KONTROLA	SPECIFIKACE	VÝSLEDEK, HODNOCENÍ	
VIZUÁLNÍ KONTROLA	KRYT	POŠKOZENÍ, VLAS.TRHLINY	OK	
	DRŽÁK, SVÉRKA	POŠKOZENÍ, ZÁVITY	OK	
	KLÁVESNICE, ŠTÍTKY	PŘILEPENÍ, ČITELNOST, POŠKOZENÍ	OK	
	SÍŤOVÝ PŘÍVOD	POŠKOZENÍ	OK	
FUNKCE	ÚVODNÍ TEST PŘI ZAPNUTÍ	FCE. OPTICKÝCH INDIKACÍ, DISPLEJŮ, AKUSTICKÁ INDIKACE	OK	
	ZKOUŠKY ALARMŮ	DLE SIGNALIZACE	OK	
	FCE. TLAČÍTEK KLÁVESNICE	REAKCE PŘÍSTROJE	OK	
	PROVOZ NA VŠECHNY DRUHY NAPÁJENÍ	FUNKCE PŘÍSTROJE	OK	
	KONTROLA KONCE DÁVEK	SIGNALIZACE PŘEDZVĚSTI + KONEC DÁVKY	OK	
RYCHLOST DÁVKOVÁNÍ	STRÍKAČKA TYP: CH 20	RYCHLOST 60 ml / h ± 2%	+0,5%	
	STRÍKAČKA TYP: B 50	RYCHLOST 60 ml / h ± 2%	+0,5%	
OKLUZNÍ TLAK	STRÍKAČKA TYP: CH 20	TLAK PŘI 100 ml / h 100 ± 20 kPa	115 kPa	
	STRÍKAČKA TYP: B 50	TLAK PŘI 100 ml / h 100 ± 20 kPa	105 kPa	
ELEKTROČÁST	KONTROLA EL. PEVNOSTI (SÍŤOVÝ PŘÍVOD - KOVOVÁ KOSTRA	PŘI 4000V	OK	
	KONTROLA UNIKAJÍCÍHO PROUDU KRYTEM	≤ 100μA	7,9 μA	
	KONTROLA KAPACITY AKUMULÁTORŮ	PŘI 10 ml / h - min. 5h PROVOZU	OK	
VÝSLEDEK KONTROLY:		VYHOVUJE		
Tento přístroj odpovídá technickým podmínkám výrobce a je možné jej dále používat ve zdravotnictví v péči o pacienta. DALŠÍ KONTROLU JE NUTNO PROVÉST NEJPOZDĚJI DO: 11.2007				

DATUM KONTOLY: 18.11.2005

KONTROLOVAL: 

TYPE

POLYMED medicinská technika s.r.o.
P. Jilemnického 137
tel./fax: 495 211 387
503 01 Humpolec, Krasná

VIII-05.4-Z