



TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.

Na Zatlance 5, CZ -150 00 PRAHA 5

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

PROTOKOL č. 009 / 2007

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO: 132 604 i.e. 1014034-000	INFUZNÍ PUMPA	NEMOCNICE: FN Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
INSTALACE: 15.4. 1997	ARCOMED VP 5000	ODD.: I. CHIR. JIP I

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBŘE
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50 MΩ Rz 0,03 Ω ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		9,6V 1,7Ah / 50mA
Funkční testy:	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBŘE
Spínače:	KAPKY, VZDUCH	DOBŘE
Kalibrace:	± 5 % 13-125	100, 300, ML/HOD.
Výstupní tlak:	150 kPa - 250 kPa	ODPOVĚDA
Bezpečnostní tlak:	NASTAVENÍ 7-0	70 kPa
Stav mechanických dílů:		DOBŘE

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1 ② 3 4 5 6 hodin.

Zak.list č.: 034/2007

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu.

Měření provedeno dne: 10 -12- 2007

Termín další kontroly: 10.12. 2009

Měření provedl: SUCHOMEL Zdeněk

Protokol převzal: [Signature]



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 BRNO

ZAKLADNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUČ
tel.: 583 443 133, fax: 583 442 525

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Spisová značka: odd.C, vložka 11688

Bankovní spojení ČSOB Praha č.úctu 576455083/0300

IČO 45797803

DIČ CZ45797803

Praha : Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5

Brno : Starobrněnská 13, 602 00 Brno

e-mail: transkontakt @ medicaltk.com

Zelená linka: 800 100 895

Tel.: 25156 4228 Fax: 25156 6226

Tel.: 54221 2616 Fax: 54221 4052

www stránky: www.medicaltk.com