

**TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.**

Na Zatlance 5, CZ -150 00 PRAHA 5

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

PROTOKOL č. 008 / 2007**o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.**

VÝROBNÍ ČÍSLO: 135604 I.Č. 1018037-000	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE: FN Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc ODD.: I. OH/2. JIP 1
INSTALACE: 25.4.1997		

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBŘÍ
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ)>50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50 MΩ Rz 0,04 Ω ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		9,6 V 1,7 Ah / 14,3 mA
Funkční testy:	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBŘÍ
Spínače:	KAPKY, VZDUCH	DOBŘÍ
Kalibrace:	± 5 % 13-125	100, 300, ML/HOD.
Výstupní tlak:	150 kPa - 250 kPa	ODPOVÍDÁ
Bezpečnostní tlak:	NASTAVENÍ 7-0	50 kPa
Stav mechanických dílů:		DOBŘÍ

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1 (2) 3 4 5 6 hodin.

Zak.list č.: 033/2007

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu.

Měření provedeno dne: 07-12-2007

Termín další kontroly: 7.12.2009

Měření provedl: SUCHOMEL Zdeněk

Protokol převzal:

**TRANSKONTAKT s.r.o.**
MEDICAL
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 BrnoKontrola provedena v Olomouci
odbor lékařské mechaniky
oddělení údržby a oprav
775 20 OLOMOUC
tel.: 580 445 123 fax: 588 442 529

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Spisová značka: odd. C, vložka 11688

Bankovní spojení ČSOB Praha č. účtu 576455083/0300

Zelená linka: 800 100 895

IČO 45797803

Praha: Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5

Tel.: 25156 4228 Fax: 25156 6226

DIČ CZ45797803

Brno: Starobrněnská 13, 602 00 Brno

Tel.: 54221 2616 Fax: 54221 4052

e-mail: transkontakt@medicaltk.com

www stránky: www.medicaltk.com