



TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.

Na Zatlane 5, CZ -150 00 PRAHA 5

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

PROTOKOL č. 006 / 2007

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO: 147 604 i.č. 1019035-000	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE: FN Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc ODD.: I. CHIR. JIP 1
INSTALACE: 15.4.1997		

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBŘÍ
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50 MΩ Rz 0,02 Ω ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		9,6V 1,7Ah / 145mA
Funkční testy:	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBŘE
Spínače:	KAPKY, VZDUCH	DOBŘE
Kalibrace:	± 5 % 13-125	100, 300, ML/HOD.
Výstupní tlak:	150 kPa - 250 kPa	ODPOVĚDÁ
Bezpečnostní tlak:	NASTAVENÍ 7-0	70 kPa
Stav mechanických dílů:		DOBŘÍ

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1(2)3 4 5 6 hodin.

Zak.list č.: 031/2007

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu.

Měření provedeno dne: 06-12-2007

Termín další kontroly: 6.12.2009

Měření provedl:

SUCHOMEL Zdeněk

Protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlane 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno

TRANSKONTAKT s.r.o. Olomouc
oddělení lékařské mechaniky
diagnostika oprav
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLMOUC
tel: 585 442 125, fax: 585 442 529

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Spisová značka: odd.C, vložka 11688

Bankovní spojení ČSOB Praha č. účtu 576455083/0300

IČO 45797803

DIČ CZ45797803

Praha : Na Zatlane 5, 150 00 Praha 5
Brno : Starobrněnská 13, 602 00 Brno
e-mail: transkontakt @ medicaltk.com

Zelená linka: 800 100 895
Tel.: 25156 4228 Fax: 25156 6226
Tel.: 54221 2616 Fax: 54221 4052
www stránky: www.medicaltk.com