


Protokol o preventivní prohlídce a kontrole operačních stolů typ BMT 300 a 300/1

dle doporučení výrobce a zákona č. 123/Sb.

NIMOTECH s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno, tel: 549 246 688, Fax: 549 245 759

Specifikace přístroje

Typ	BMT 300	<input type="radio"/>	Sériové č.	0302 / 93	545 175
	BMT 300/1	<input checked="" type="radio"/>	Zákazník	FN OLOMOUC ORTOPEDIK OP	
			Adresa	L.P. PAVLOVA 6 775 20 OLOMOUC	
Datum	9.3. 2004		Podpis: 		
Servisní technik	KHAŘABRÁČKA				

Vizuální kontrola přístroje

Bod č.	Kontrolovaná část přístroje	Vyhovuje	Nevyhovuje
10	Sloup operačního stolu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Krycí plechy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Konektor pro vyrovnání el. potenciálů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Nálepky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Gumová manžeta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Napájecí kabel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	Kabelový ovládací panel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	Polstrování operační desky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	Příslušenství	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	Uzemňovací kabel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Funkční kontrola přístroje

Bod č.	Kontrolovaná část přístroje	Vyhovuje	Nevyhovuje
100	Akumulátory	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110	Ovládací panel operačního stolu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
120	Kontrolní LED diody	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
130	Kontrola stavu oleje (0,90 l)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
140	Dobíjení provozních akumulátorů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
170	Funkce desky operačního stolu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Provedená údržba přístroje

Datum	Provedená činnost	Náhradní díly	Technik

Poznámka: V POLSTROVÁNÍ POSILOVATĚ OBAL
DOPORUČUJI VYKŘÍT

Přístroj

VYHOVUJE

NEVYHOVUJE