

*Protokol periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnického přístroje  
Podle zák. 123 / 2000 sb., ČSN 60601 a ČES 33.03.95  
K výkazu práce č.000777*

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Datum a místo provedení kontroly</i> | <i>25.5.2005 pracoviště Formed Val.Meziříčí</i> |
| <i>Název a typ přístroje</i>            | <i>Defibrilátor BPD 13</i>                      |
| <i>Výrobní číslo</i>                    | <i>TH276</i>                                    |
| <i>Inventární číslo</i>                 | <i>015575</i>                                   |
| <i>Majitel přístroje</i>                | <i>FN Olomouc</i>                               |
| <i>Umístění přístroje</i>               | <i>Ortopedie OP</i>                             |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <i>Vzhledová kontrola</i>           |                 |
| <i>- kryt přístroje</i>             | <i>Vyhovuje</i> |
| <i>- ovládací prvky, klávesnice</i> | <i>Vyhovuje</i> |
| <i>- síťový přívod</i>              | <i>Vyhovuje</i> |
| <i>- příslušenství</i>              | <i>Vyhovuje</i> |

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Kontrola funkce</i>                        |                                          |
| <i>- kontrola testu při zapnutí přístroje</i> | <i>---</i>                               |
| <i>- kontrola funkce ovládacích prvků</i>     | <i>Vyhovuje</i>                          |
| <i>- kontrola parametrů</i>                   | <i>Vyhovuje – nast.300 J,naměř.329 J</i> |
| <i>- kontrola ochrany a signalizace</i>       | <i>Vyhovuje</i>                          |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <i>Kontrola stavu akumulátoru</i> | <i>Vyhovuje - nový</i> |
|-----------------------------------|------------------------|

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Kontrolní elektrická zkouška / tř.II.</i>   | <i>Měřidlo: PU 184 v.č. 9689795</i> |
| <i>- odpor ochranného vodiče u př.tř. 1</i>    | <i>---</i>                          |
| <i>- izolační stav přístroje</i>               | <i>&gt;20 MOhm</i>                  |
| <i>- unikající proud</i>                       | <i>0,01mA</i>                       |
| <i>- síťová. část – část přístupná dotyku</i>  |                                     |
| <i>- síťová část – příložná část</i>           |                                     |
| <i>- část přístupná dotyku – příložná část</i> |                                     |

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Závěrečné hodnocení</i>     | <i>Přístroj vyhovuje normám ČSN 331500 a ČSN EN 60601</i>                                             |
| <i>Datum a podpis technika</i> | <i>25.5.2005 Axmann Milan</i>                                                                         |
| <i>Příští kontrola :</i>       | <i>25.5.2006 </i> |

*Energie měřena přístrojem DEC 02 inv.č. 24001,povol.tolerance parametru +/- 15%*

**FORMED** spol. s r.o.  
Bludovice 103 ©  
741 01 NOVÝ JIČÍN