

Protokol o prověření operačního stolu typ BMT 300 a 300/1

dle doporučení výrobce a zákona č. 123/Sb. a ve znění pozdějších předpisů

NIMOTECH s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno, tel: 549 246 688, Fax: 549 245 759

Specifikace přístroje

Typ	BMT 300	<input type="radio"/>	Výrobí č.	0302/93	Invent. č.	I 017125-000
	BMT 300/1	<input checked="" type="radio"/>	Zákazník	Onkologický ústav		
			Adresa	FN Olomouc		
Datum	3.10.2005		Podpis:			
Servisní technik	Ing. MAREK					

Vizuální kontrola přístroje

Bod č.	Kontrolovaná část přístroje	Vyhovuje	Nevyhovuje
10	Sloup operačního stolu	✓	*
11	Krycí plechy	✓	
12	Konektor pro vyrovnání el. potenciálů	✓	
13	Nálepky	✓	
14	Gumová manžeta	✓	
20	Napájecí kabel	✓	
40	Kabelový ovládací panel	✓	
41	Polstrování operační desky		✓*
42	Příslušenství	✓	
43	Uzemňovací kabel	✓	

Funkční kontrola přístroje

Bod č.	Kontrolovaná část přístroje	Vyhovuje	Nevyhovuje
100	Akumulátory	✓	
110	Ovládací panel operačního stolu	✓	
120	Kontrolní LED diody	✓	
130	Kontrola stavu oleje (0,90 l)	✓	
140	Dobíjení provozních akumulátorů	✓	
170	Funkce desky operačního stolu	✓	

Provedená údržba přístroje

Datum	Provedená činnost	Náhradní díly	Technik
3.10.05	PROVĚŘENÍ FT		

Poznámka: DOPORUČUJI VÝMĚNU KOMPLETNÍHO POLSTROVÁNÍ
- * - "U" KROUBU PRO STRANU NAKLON

Přístroj

VYHOVUJE

NEVYHOVUJE

Doba platnosti prověření : NA DOBU NEOMEZENOU ZA PŘEDPOKLADU PRAVIDELNÝCH
BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÝCH KONTROL 1x ROČNĚ

je - není bezpečný a klinicky provozuschopný

Datum příští údržby: BŘEZEN 2006