



TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.

Na Zatlance 5, CZ -150 00 PRAHA 5

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

PROTOKOL č. 062/2008

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO: 006 406 I.č. IO1 A054-000	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE: FN Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc ODD.: UROLOGIE 20 LUXYKA
INSTALACE: 4.4.1994		

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBRY
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ)>50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50 Rz 0,09 ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		12V 1,4Ah / 152mA
Funkční testy:	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBRE
Spínače:	KAPKY, VZDUCH	DOBRE
Kalibrace:	± 5 % IS - 125	30, 50, 100, 300, 600 ml/hod.
Výstupní tlak:	150 kPa - 250 kPa	ODPOVĚDA
Bezpečnostní tlak:	NASTAVENÍ 4-0	45 kPa
Stav mechanických dílů:		DOBRY

Zařízení bylo podrobena testu v délce 1 ② 3 4 5 6 hodin.

Zak.list č.: 041/2008

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu.

Měření provedeno dne: 01 -09- 2008

Termín další kontroly: 01. 09. 2010

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

Protokol převzal:



Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel: 585 445 125, fax: 585 442 529

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Spisová značka: odd.C, vložka 11688

Bankovní spojení ČSOB Praha č.úctu 576455083/0300

Zelená linka: 800 100 895

IČO 45797803
DIČ CZ45797803

Praha : Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5
Brno : Starobrněnská 13, 602 00 Brno
e-mail: transkontakt @ medicaltk.com

Tel.: 25156 4228 Fax: 25156 6226
Tel.: 54221 2616 Fax: 54221 4052
www stránky: www.medicaltk.com