

PROTOKOL Č: 046 / 2005

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO 032706	INFUZNÍ PUMPA  ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P.Pavlova 6 Olomouc
INSTALACE 3.7.1997		ODD. UROLOGIE ODD. 20

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBRY
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50MΩ Rz 0,02 Ω Z01 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		12V 1,7Ah / 151mA
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBRE
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	DOBRE
Kalibrace :	± 5 % IS-125	30, 50, 100, 300, 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	ODPOVI DA'
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ 7-4	65 kPa
Stav mechanických dílů		DOBRY

Zařízení bylo podrobena testu v délce 1 ② 3 4 5 6 hodin Zak.list č.: 061/2005

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu

Měření provedeno dne: 28 -11- 2005

Termín další kontroly: 28.11.2007

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.  
MEDICAL  
Na Zatlance 5  
150 00 PRAHA 5  
kancelář: Starobrněnská 13  
602 00 Brno

Fakultní nemocnice Olomouc  
odbor hlavního mechanika  
dispečink oprav  
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC  
tel.: 588 444 311, fax: 588 442 529