

PROTOKOL Č: 067/2005

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO 036406	INFUZNÍ PUMPA	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P.Pavlova 6 Olomouc
INSTALACE 3.7.1997	ARCOMED VP 5000	ODD. UROLOGIE 203

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBŘÍ
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50 MΩ Rz 0,01 Ω Z01 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		12V 1,7 Ah / 10mA
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBŘĚ
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	DOBŘĚ
Kalibrace :	± 5 % IS-125	30, 50, (100), (300) 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	ODPOVÍDÁ
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ 7-4	60 kPa
Stav mechanických dílů		DOBŘÍ

Zařízení bylo podrobena testu v délce 1 ② 3 4 5 6 hodin Zak.list č.: 067/2005

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu

Měření provedeno dne: 07-12-2005

Termín další kontroly: 7.12.2007

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno

fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 444 311, fax: 588 442 529