

I 018063

## Posouzení vlastností a technického stavu

ASQA a.s. potvrzuje, že níže uvedený přístroj splňuje  
požadavky zákona 123/2000 Sb., § 52, odst. 4  
a je možné jej používat při poskytování zdravotní péče.

*Přístroj odpovídá technické specifikaci výrobce  
Smiths Medical International Ltd.  
(dříve Graseby Medical Ltd. nebo SIMS Graseby Ltd.)  
platné v době jeho výroby.*

**Popis:** Graseby 3100 Syringe Pump  
**Ref. číslo:** 0131-0001  
**Výrobní číslo:** 54 834  
**Vlastník:** FN Olomouc

Certifikát vydán společností: **ASQA a.s.**

**ASQA** a.s.

Za potokem 46, 106 00 Praha 10  
tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351  
IČO: 27125971, DIČ: CZ27125971

Číslo certifikátu: 05-0017

Autorizováno: *lex*

Datum: 27.9.2005

Výrobce doporučuje u tohoto typu přístroje periodickou prohlídku 1x ročně.

Doporučené datum následující periodické prohlídky: 27.9.2006

## PROTOKOL O PROVEDENÍ PERIODICKÉ PROHLÍDKY

pumpa Graseby 3100 / výrobní číslo:

054 834

Krok	Test	provedeno	výsledek/poznámka/naměřené hodnoty
1	<b>Mechanická prohlídka</b>	OK	
2	<b>Zkouška elektrické bezpečnosti</b> provedena přístrojem Metra typ PU194DELTA-10A výr. číslo: 115513010	OK	Izolační odpor (Mohm) : 2400 Unikající proud (mA) : 0,00
3	<b>Po prvním zapnutí</b>	OK	
4	<b>Čidla velikosti stříkačky</b>	OK	
5	<b>Membránová tlačítka a displej</b>	OK	
6	<b>Výpadek napájení</b>	OK	
7	<b>Lineární přesnost</b>	OK	vyhovuje povolené odchylce +/- 0,3 mm měřeno přístrojem Graseby 0131-0230
8	<b>Okluze</b>	OK	
9	<b>Vyrovnání svorky pístku</b>	OK	
10	<b>Alarm otevřené svorky pístku a uvolněného vodicího šroubu</b>	OK	
11a	<b>výstražné zprávy "NEARLY EMPTY" a "EMPTY"</b>	OK	
11b	<b>Alarm "&lt;3 mins to END (KVO=.5)" a "END (KVO=.5)"</b>	OK	

Podpis Technika :

Datum provedení prohlídky: 27.9.2005


A.S.Q.A. a.s. *Set*

Za potokem 46, 106 00 Praha 10  
tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351  
IČO: 27125971, DIČ: CZ27125971

Plánované datum následující periodické prohlídky: 27.9.2006

Tel.: 272 761 350  
Fax: 272 761 351

ASQA a.s., Za potokem 46, 106 00 Praha 10  
e-mail: servis@asqa.cz www.asqa.cz



Fa n. 54932 (1x)