

Protokol o prověření zdravotnického prostředku periodickou kontrolou ve smyslu úpravného znění zákona č. 123/2000 Sb.

Vlastník:

Fakultní nemocnice Olomouc.

Město:

Olomouc

Ulice:

I.P.Pavlova 6

PSČ:

775 20

Oddělení:

ORL 14C JIP

Číslo objednávky: DIS0802375

Číslo CSO: 13018

Modelové číslo	Seriové číslo	Datum další kontroly nejpozději	Poznámka
M1724A	3601A51678	Březen 2009	**

Výše uvedený zdravotnický prostředek (a instalované moduly a příslušenství) byl prověřen v rozsahu testů, předepsaných výrobcem.

VYHOVĚL po stránce funkční, elektrické a mechanické bezpečnosti a může být nadále používán ke stanovenému účelu.

****Upozornění:** jestliže nastane na tomto typu přístroje závada, není možno zaručit jeho úspěšnou opravu, protože přístroj je již mimo servisní podporu výrobce (nedostupnost některých náhradních dílů)

K přístroji JE používáno příslušenství a spotřební materiál doporučený výrobcem

Prověření provedl:

Jméno Ing. Josef Vrána

Datum 28.8.2008

podpis + razítko

S&T
IT SOLUTIONS & SERVICES

S&T Plus s.r.o.

Novodvorská 994 13
142 21 Praha 4
tel.: +420 239 047 505

S&T Plus s.r.o.

Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká republika
tel.: +420 239 047 505
fax: +420 239 047 549
e-mail: info@snt-plus.cz
www.snt-plus.cz

PHD Bank Czech Republic a.s.
IČ: 49148 2462700 - CZIF
o.ú. 49148 2002700 - EOPR
Swiftcode: BACXCZPP

IČ: 2570 1578
DIČ: CZ2570 1578

Den zápisu
do obchodního rejstříku
14. října 1998
odl. Č. vložka 62478
Městský soud v Praze

METRON QA-90**protokol o testu elektrické bezpečnosti****Technik : Ing. Josef Vrána****Firma : S&T Plus s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4****QA-90 no: 12395 ver : 04.06****Dne : 28.8.2008 Hod.: 16:07****Model : M1724A****Výrobní číslo : 3601A51678****Typ : CodeMaster XE****Inventurní číslo : Inv. è. I018700****Výrobce: Hewlett-Packard/Agilent Technologies/Philips****Umístění/uzivatel : ORL 14C JIP****Adresa: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc****Klasifikace přístroje : CL1****Mezní hodnoty podle: IEC 60601.1****TEST RESULTS****— MODULE INFORMATION —****Module Code**
PADDLES**Module Type**
BF**No of leads**
1**— SETUP DATA —****Power Up Delay Time**

: 2

Stop after new power config

: No

Stop at new module

: No

Stop before new power config

: No

Multiple Protective Earth Tests

: No

Multiple Enclosure Tests

: No

Protective Earth test current

: 25 A

External Isolating Transformer

: No

Test	Limit	Result	Warning
Supply Voltage			
N-G		129,1 V	
L-G		96,7 V	
L-N		222,0 V	
Current Consumption		229 mA	
Protective Earth	200 mΩ	69 mΩ	
Insulating Resistance			
Applied Part-Case		31 MΩ	
Mains-Case		>200 MΩ	
Earth Leakage Current			
OS	1000 µA	81 µA	
NC	500 µA	40 µA	
OS-RM	1000 µA	81 µA	
NC-RM	500 µA	39 µA	
Enclosure Leakage Current			
OS	500 µA	0 µA	
NC	100 µA	0 µA	
OE	500 µA	40 µA	
OS-RM	500 µA	0 µA	
NC-RM	100 µA	0 µA	
OE-RM	500 µA	39 µA	
Patient Leakage Current AC			
OS, Module : PADDLES, Lead : ALL	500 µA	0 µA	
NC, Module : PADDLES, Lead : ALL	100 µA	0 µA	
OE, Module : PADDLES, Lead : ALL	500 µA	10 µA	
OS-RM, Module : PADDLES, Lead : ALL	500 µA	0 µA	
NC-RM, Module : PADDLES, Lead : ALL	100 µA	0 µA	
OE-RM, Module : PADDLES, Lead : ALL	500 µA	10 µA	

Mains on Applied Parts

SFC, Module : PADDLES, Lead : ALL	5000 μ A	79 μ A
SFC-RM, Module : PADDLES, Lead : ALL	5000 μ A	79 μ A

Patient Leakage Current DC

OS, Module : PADDLES, Lead : ALL	50 μ A	0 μ A
NC, Module : PADDLES, Lead : ALL	10 μ A	0 μ A
OE, Module : PADDLES, Lead : ALL	50 μ A	0 μ A
OS-RM, Module : PADDLES, Lead : ALL	50 μ A	0 μ A
NC-RM, Module : PADDLES, Lead : ALL	10 μ A	0 μ A
OE-RM, Module : PADDLES, Lead : ALL	50 μ A	0 μ A

***** UNIT PASSED TEST! *****

Remark :

batterie 07/2006

Signature : _____