

# Bezpečnostní technická kontrola

Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům zákona 123/200Sb.

Zákazník: **Fakultní nemocnice Olomouc, ORL ambulance**

Objednávka zákazníka: **OND 12460**  
Přístroj: **ICC 50**  
Typ: **10122-010**  
Výrobní číslo: **A-1170**

Zkouška ovládání pedálem:  
Funkce MON/BIP

Zkouška ručního ovládání:  
Funkce CUT/COAG

Výstupní výkon CUT:  
MONO,ef1/50W/500ohm(50W+/-15%): **51,8W**

Výstupní výkon COAG:  
BIP,50W/200ohm(50W+/-15%): **47,3W**  
Soft,50W/200ohm(50W+/-15%): **51,2W**  
Forced,50W/500ohm(50W+/-15%): **50,1W**

### Vizuální kontrola:

Návod k použití   
Popisky jsou čitelné

### Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm) **0,08 ohm**

### Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA) **0,02mA**  
Síťová část-příložná část (max 0,05 mA) **0,002mA**

### Zkoušky funkcí:

Ovládací tlačítka   
LED svítí   
Displeje funkční   
Varovné tóny

### Zkoušky funkčnosti monitorů:

Chyba na výstupu, RL=75ohm,CUT 1,Int 30W   
Délka doby zapnutí   
NE kontrola, R=200ohm (zelená LED)   
NE kontrola, R=300 ohm (červená LED)

Poznámka: Součást vyšetřovací jednotky Servant 4 v.č. KD942509902

**Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu**

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.:200055  
HF 150 v.č.:0040-HF150V1E

Datum kontroly: **26.5.2004**

Technik: **Eliáš**

**HOSPIMED**, spol. s r.o.  
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA

130 00 Praha 3, Malešická 2251/51  
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522  
-6- DIČ: CZ00676853