

Steripak s.r.o.
Poděbradova 849
664 42 Modřice
telefon: 547 422 240
fax: 547 422 248
e-mail: info@steripak.cz
http://www.steripak.cz

Místo instalace: FN Olomouc
Oddělení ORL. amb
I.P.Pavlova 6 775 20
Olomouc

Protokol o preventivní prohlídce

Datum provedení: 28.11.2007 **servisní technik:** Igor Palán
Typ stroje: IS 203-CD **výrobní číslo:** 1864

Provedené úkony:

1. seřízení a celkové vyčištění přístroje
2. Kontrola časovače
3. Kontrola tav drátu, přitlaku.
4. El.Revize

Závěr:

Přístroj je schopný provozu ,a je ve velmi dobrém stavu .
Další kontrola 11/08

Servisní technik:
(razítko, podpis)



Steripak
autorizovaný dealer WIPAK MEDICAL
Poděbradova 849, 664 42 Modřice
tel.: 547 422 240, fax: 547 243 603
IČ: 26225484, DIČ: CZ26225484

**Protokol č. 100996 o revizi elektrického spotřebiče, odpojitelného
nebo prodlužovacího přívodu provedené dle ČSN 33 1610**

Název spotřebiče		Inventurní číslo		Výrobce		Rok výroby		Výrobní číslo	
Impulsní svářečka				HAWO GmbH		2001		1864	
Majitel spotřebiče		Typové označení		Un [V]		In [A]		Pn [W]	
FN olomouc ORL		IS 203-CD		230				300	
Sestava		Proud ochranným vodičem [mA]		Výsledek prohlídky		Zkouška chodu		Celkové hodnocení	
		0,92		Bez závad		Bez závad		V	
Datum kontroly		Izolální odpor [MΩ]		Náhradní unikající proud [mA]		Termín další kontroly		Zařazení:	
		>50		---		05/2008		přenosný spotřebič	
28.11.2007		Odpor ochranného vodiče* [Ω]		Dotykový proud [mA]		Jméno		Kontrolu provedl:	
		0.06		0		Miroslav		Přístroj	
Zjištěné závady :		Přívodu [m]		Bez závad		05/2008		PU 184 delta	
		2		Bez závad				v.č.105283058	



Svářečka IS 203-CD výrobní číslo 1864 byla shledána bez závad