

PROTOKOL O KONTROLE

OLYMPUS

OLYMPUS C&S , spol. s r. o., Obchodní zkratka OCS,
zápis v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 866. Evropská 176, 160 41 Praha 6,
☎ 221 985 111

Servis ČR

spotřební elektronika zdravotní technika
Evropská 176, 160 41 Praha 6, Evropská 176, 160 41 Praha 6,
☎ 221 985 226 Fax 221985598 ☎ 221985393,4 Fax 221985505

Servis SR

spotřební elektronika zdravotní technika
Trnavská ul. 84, 821 02 Bratislava, Teplická 99, Piešťany
☎ +421 244 457 933 ☎ +421 337 968 112 Fax 337 722 628
Fax +421 244 457 935

ZÁKAZNÍK: Fakultní nemocnice Olomouc ORL-operační sály I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc DIČ: CZ00098892	PŘÍSTROJ: BF 3C20	VÝROBNÍ ČÍSLO:	DAT.PRODEJE:
	Bronchoskop	200824 2000624	
	PŘÍSLUŠENSTVÍ:		

KONTROLA Periodická bezpečnostně technická kontrola ve smyslu zák.123/2000 sb. podle § 52. PO OPRAVĚ

VÝROBEK 1. zdravotnický dg.th. zdravotnický IVD ostatní
2. elektrický neelektrický

ZKOUŠENO DLE ČSN EN 60 601 - 1 předpis Olympus

POUŽITÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE secutest v.č.: MH9974710002 M53694458 MH9974710001 PD4430140001
 RH424344001

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝROBKU

1. napájení 1 fáz. 3 fáz. bateriové z předepsaného zdroje
2. třída ochrany I. II. I. + II. + bateriové
3. typ dle 601-1 B BF CF nevztahuje se

B) PROHLÍDKA Legenda: **J** jednotky **V** vyhovuje **NA** nevztahuje se **N** nevyhovuje

	poznámka	naměř. hod.	J	V	NA	N
1. kryty, větrací otvory, držadla						
2. ovládací a kontrolní prvky						
3. přívody, vidlice, přívodka						
4. nádoby na kapalinu						
5. propojovací prvky						
6. příslušenství						
<i>Ovkádoz</i>				✓		
<i>Ohroz</i>				✓		
<i>Je třísnok.</i>				✓		

C) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST měření a hodnoty viz příložený záznam

1. odpor ochran. spojení		Ω
2. unikající proud zem		mA
3. unikající proud kryt		mA
4. unikající proud pacient		mA
5. unikající proud při poruše (max.)		mA
6. příkon		VA
7.		

D) FUNKČNÍ ZKOUŠKA PROVEDENA DLE PŘEDPISU OLYMPUS

vyhověl

nevyhověl

E) ZJIŠTĚNÍ, DOPORUČENÍ

F) ZÁVĚR KONTROLY

VÝROBEK KONTROLE VYHOVĚL A JE SCHOPEN BEZPEČNÉHO PROVOZU

NEVYHOVĚL viz body -----

DALŠÍ KONTROLU JE NUTNÉ PROVĚST DO 12 MĚSÍCŮ OD DATA POSLEDNÍ KONTROLY.

dne 1-5-12-2007

Jméno zkoušejícího -----

podpis -----



Společnost OCS je registrována jako distribuční a servisní organizace ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb. na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 pro prodej a servis zdravotnických prostředků.

