

Protokol o kontrole elektrického zdravotnického přístroje dle zák.123/2000 Sb

Název přístroje: <i>troposkop</i>	Inventární číslo: <i>I006391</i>	Výrobce: <i>Okala</i>	rok výroby:	výrobní číslo: <i>114</i>
Majitel přístroje: <i>FN Olomouc</i>	Kategorie používání: <i>I</i>	Typové označení: <i>1418</i>	Un [V] <i>230</i>	In [A] <i>0,5</i>
			Pn [W] <i>115</i>	třída ochrany: <i>III</i>

Datum kontroly	Podmínky měření				Izolační stav - náhradní měření						Výsledek kontroly			Kontrolu provedl	
	Sestava *1	Délka [m]	Materiál síťového přívodu	Odpor ochranného vodiče u tř.l. [Ohm]	síťová část přístupná část		síťová část příločná část		příločná část přístupná část		Zjištěné závady (vyjádření, závěry atp.)	Celkové hodnocení	Termín další kontroly	Jméno	Podpis
					Metoda *2	I [mA]	Metoda *2	I [mA]	Metoda *2	I [mA]					
14.3.2007	0	2	Cu	-	N	<0,01					napájen bezp. transformátorem	V	03/07	<i>Mayer</i>	<i>Mayer</i>
19.3.2008	0	3	Cu	-	N	<0,01					parametry v hodnotě	V	03/08	<i>Mayer</i>	<i>Mayer</i>

*1 S-přístroj měřen samostatně (nevyplňují se následující sloupce: "délka [m]" a "materiál síťového přívodu")
P-přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem
O-přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

*2 N-měření náhradního unikajícího proudu
U-přímé měření unikajícího proudu
R-měření rozdílového proudu

1 6391

2

PROTOKOL O KONTROLE ELEKTRICKÉHO ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE

Podle ČSN EN 60601-1 a doporučení ČES 33.03.95 v návaznosti na Zákon č.123/200 Sb.

POSKYTOVATEL:

**FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
OČNÍ KLINIKA – ORTOPTICKÁ AMBULANCE**

KONTROLU PROVEDL:

Jaroslav ALBRECHT – revizní technik
ev.č. IBP 260/11.00/82-I-E2-A
ev.č. ITI 10 475/9/02/EZ-M,R-E2/A

KONTROLA PROVEDENA:

30.prosince 2004

MĚŘENÍ PROVEDENO:

MEDITEST 50 v.č. 980333
Kalibrační list č. 01/09/24/001

KONTROLOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ PŘÍSTROJ:

TROPOSKOP

Inventární čís: 6391	Rok výr.	Výrobní čís. 114	Výrobce: OKULA	Typ 1418
Kategorie používání	Un = 24 V AC	In =	Pn = 2x40W	Třída ochrany III.

Podmínky měření: - sestava

Přístroj měřen s oddělitelným síťovým přívodem

- délka síťového přívodu 3 m
- materiál síťového přívodu CYH 2 x 0,5 mm²

Odpor ochranného vodiče u tř.I

-

Izolační odpor:

> 10 M-ohmů

Unikající proud: Metoda (mA)

- síťová část – přístupné části mA
- síťová část – příložná část
- příložná část – přístupné části

Celkové hodnocení:

Za předpokladu odstranění závad – možno nadále používat.

Termín další kontroly:

PROSINEC 2006

Zjištěné závady:

- 1) Nevyhovující síťový přívod – pouze pracovní izolace, ležící na podlaze.
- 2) Doporučuji provést napojení přes vlastní transformátor 220V/24V AC.

V Olomouci dne: 30.prosince 2004


Poskytovatel


Revizní technik