

ASKIN & CO

M E D I C A L T E C H N O L O G Y

ASKIN & CO. s.r.o.

Palackého 50
741 01 Nový Jičín
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420-556-701782

Fax: +420-556-703001

E-mail: askin@askin.cz

Web: www.askin.cz

Protokol o technické kontrole 048/2008

Přístroj: *Oftalmologická jednotka Gamma*
Výrobce: *Frastema*
Sériové číslo: *592*
Inventární číslo: *19103*
Třída ochrany: *I*
Příslušenství: *Štěrbínová lampa Shin-Nippon SL-102, SN S1021259*
Keeler keratometr, SN 99040325

Pracoviště: *Fakultní nemocnice Olomouc*
oftalmologická klinika
I. P. Pavlova 6
Olomouc
IČO: *00098892*

Dne 13.6.2008 byla provedena kontrolní servisní prohlídka na výše uvedeném přístroji. Kontrola byla provedena přístrojem **Illko Revex 2051, SN:0501448**. Při měření byly naměřeny tyto hodnoty:

R_p při 10A [Ω]:	0,18
I_{PE} [mA]:	0,07
R_{iso} [M Ω]:	větší než 20

Příslušenství připojeno na vnitřní oddělovací transformátor 9 a 6 VAC.

Revidovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu. Přístroj **vyhovuje** všem parametrům ve smyslu Zákona č. 123/2000 Sb. §27, §28 a je možné jej nadále používat.

Příští prohlídka nejpozději 13.6.2009.

V Novém Jičíně dne 13.6.2008

Ing. Roman Bělík
servisní technik
Askin & Co. s.r.o.

Askin & Co. s.r.o.
sídlo: Slovanská 934/6
provozovna: Palackého 50
741 01 NOVÝ JIČÍN
DIČ: CZ48399965

ASKIN & CO

M E D I C A L T E C H N O L O G Y

ASKIN & CO. s.r.o.

Palackého 50
741 01 Nový Jičín
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420-556-701782

Fax: +420-556-703001

E-mail: askin@askin.cz

Web: www.askin.cz

Protokol o technické kontrole 049/2008

Přístroj: *Projekční optotyp CP-30*
Výrobce: *Shin-Nippon*
Sériové číslo: *002605*
Inventární číslo: *součást jednotky Frastema Gamma*
Třída ochrany: *I*

Pracoviště: *Fakultní nemocnice Olomouc*
oftalmologická klinika
I. P. Pavlova 6
Olomouc
IČO: *00098892*

Dne 13.6.2008 byla provedena kontrolní servisní prohlídka na výše uvedeném přístroji. Kontrola byla provedena přístrojem **Illko Revex 2051, SN:0501448**. Při měření byly naměřeny tyto hodnoty:

R_p při 10A [Ω]:	0,16
I_{PE} [mA]:	0,07
R_{iso} [M Ω]:	větší než 20

Revidovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu. Přístroj **vyhovuje** všem parametrům ve smyslu Zákona č. 123/2000 Sb. §27, §28 a je možné jej nadále používat.

Příští prohlídka nejpozději 13.6.2009.

V Novém Jičíně dne 13.6.2008

Ing. Roman Bělík
servisní technik
Askin & Co. s.r.o.

Askin & Co. s.r.o.
sídlo: Slovanská 934/8
provozovna: Palackého 50
741 01 NOVÝ JIČÍN
DIČ: CZ48399965