

FORMED spol.s r.o. Prodej a servis zdravotnické techniky, revize zdravotnických a elektrických přístrojů

Bludovice 103
741 01 Nový Jičín
tel. : 556 701 949, 556 710 089
www.formed.cz

*Protokol periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnického přístroje
Podle § 27 a 52 zák. 123/2000 sb., ČSN 60601 a ČES 33.03.95
K výkazu práce č. 003759*

Datum a místo provedení kontroly	4. 4. 2006 Olomouc
Název a typ přístroje	VF kauter Elektrotom 505
Výrobní číslo	1062004-G11169
Inventární číslo	018839
Majitel přístroje	FN Olomouc
Umístění přístroje	Oční klinika – operační sály

Vzhledová kontrola	
- kryt přístroje	Vyhovuje
- ovládací prvky	Vyhovuje
- síťový přívod	Vyhovuje
- příslušenství	Vyhovuje

Měřeno multimetrem MX 52v.č.922247610200

Kontrola funkce	
- kontrola funkce ovládacích prvků	Vyhovuje
- kontrola parametrů	Vyhovuje
- kontrola ochrany a signalizace	Vyhovuje

Max.proudy zátěží	Přípust. hodnota	Naměřeno	Rz
Mono-gen.- řez	40 – 60 W	60 W	1500 Ohm
Sprej-koag.	16 – 24 W	16,2 W	2000 Ohm
Bipol. Gen.-koag.	32 – 48 W	36 W	125 Ohm

Měřeno ampérmetry MtP8015636501-2A a 15636401-1A při napětí sítě 239 V

Kontrolní elektrická zkouška /tř. I.BF	Měřidlo: PU 184 v.č.9689795
- odpor ochranného vodiče u př.tř.I.	0,217 Ohm
- izolační stav přístroje	>20 MOhm
- unikající proud	
- síťová část – část přístupná dotyku	0,6mA
- síťová část – příložná část	0,5mA
- část přístupná dotyku – příložná část	0,37mA

Závěrečné hodnocení	Přístroj vyhovuje normám ČSN 331500 a ČSN EN 60601
Datum a podpis technika	4. 4. 2006 Milan Axmann
Příští kontrola:	4. 4. 2007 <i>M. Axmann</i>

Převzal:

Lékařská fakulta nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
J.P. Boudlova 6, 775 20 OLOMOUČ
tel. 585 444 311, fax: 585 442 529

12-04-2006