



ZA PJ 7/5-4-6

Verze 5

Změna 9.1.2006

PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE vf. elektrochirurgický přístroj

Přístroj: **BERCHOLD**Typ: **ELEKTATON MF**

Výrobní číslo:

Inventární číslo: **101PP59-000**

Umístění přístroje:

Protokol číslo:

R1/AP1 104**1062004-61169****FN OLOMOUC****OČN' OP. SA'L**

Kontrola	Specifikace	Výsledek hodnocení	
		ANO	NE
Vizuální	Přístroj nepoškozen	☒	☐
Neutrální elektroda	naměřené hodnoty odpovídají TD výrobce	☒	☐
Kabely a příslušenství	vyhovují	☒	☐
Měření výkonu	naměřené hodnoty odpovídají nastaveným	☒	☐
Test funkce	bipolární	☒	☐
	monopolární	☒	☐
Zjištěné závady byly odstraněny		☒	☐
Přístroj je provozován a udržován v souladu se zákonem 123/2000 Sb.- § 28		☒	☐
Prověření zdravotnického prostředku podle zákona 123/2000 Sb.- § 52		☒	☐
Kontrola provedena dle technické dokumentace výrobce.		ANO	

Bezpečnostní test			
		Naměřená hodnota	Limitní hodnota
Celkový unikající proud	Přístupná část – třída .I	0,06	1 mA
	Přístupná část – třída II		0,5 mA
	Příložná část – B,BF		0,5 mA
	Příložná část – CF	0,044	0,05 mA
Izolační odpor		72	20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,2	0,2 Ω

Přístroj odpovídá technickým požadavkům stanovených výrobcem pro způsobilost k provozu	ANO	NE
	☒	☐

Výsledek kontroly: **VYHOVUJE**

Návrh řešení při negativním výsledku kontroly:

Datum kontroly:

8/8 07

Datum příští kontroly:

8/8 08

Technik:

Podpis:

HZZ a.s.Dušan Řičánek / servisní technik
Gajdošova 82, 615 00 Brno
tel./fax: 548 210 485 mob.: 732 418 348HZZ, a.s. Gajdošova 82, 615 00, Brno,
IČO 253 09 749, DIČ CZ25309749
Firma je zapsána v OR u KS v Brně,
oddíl B, vložka 2102DRŽITEL CERTIFIKÁTU
ČSN EN ISO 9001:2001Tel.: ++420 548 210 484
Fax: ++420 548 210 485
E-mail: office@hzz.cz
www.hzz.cz