

**FORMED spol.s r.o. Prodej a servis zdravotnické techniky, revize zdravotnických a elektrických přístrojů**

Bludovice 103  
741 01 Nový Jičín  
tel. : 556 701 949, 556 710 089  
[www.formed.cz](http://www.formed.cz)

*Protokol periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnického přístroje  
Podle § 27 a 52 zák. 123 / 2000 sb., ČSN 60601 a ČES 33.03.95  
K výkazu práce č.001919*


Datum a místo provedení kontroly	29. 11. 2005 Olomouc
Název a typ přístroje	EKG Chirastar 30
Výrobní číslo	OL239
Inventární číslo	014151
Majitel přístroje	FN Olomouc
Umístění přístroje	TRN odd. 24

Vzhledová kontrola	
- kryt přístroje	Vyhovuje
- ovládací prvky, klávesnice	Vyhovuje
- síťový přívod	Vyhovuje
- příslušenství	Vyhovuje

Kontrola funkce	
- kontrola testu při zapnutí přístroje	---
- kontrola funkce ovládacích prvků	Vyhovuje
- kontrola parametrů	Vyhovuje
- kontrola ochrany a signalizace	Vyhovuje

Kontrola stavu akumulátoru	Vyhovuje
----------------------------	----------

Kontrolní elektrická zkouška / tř.II	Měřidlo: PU 184 v.č. 9689795
- odpor ochranného vodiče u př.tř. 1	
- izolační stav přístroje	>20 MOhm
- unikající proud	
- síťová část – část přístupná dotyku	0,43 mA
- síťová část – příložná část	0,01 mA
- část přístupná dotyku – příložná část	0,01 mA

Závěrečné hodnocení	Přístroj vyhovuje normám ČSN 331500 a ČSN EN 60601
Datum a podpis technika	29. 11. 2005 Axmann Milan
Příští kontrola	29. 11. 2006 

Měřidla : multimetr MX 52 v.č. 922247610200, EKG Phantom 320 v.č. 2334

Převzal:

Fakultní nemocnice Olomouc  
odbor hlavního mechanika  
dispečink oprav  
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC  
tel.: 588 444 311 fax: 588 442 529

