



## Protokol

o vyhodnocení stavu zdravotnického prostředku (ZP)  
 dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění

Číslo protokolu: <b>103311</b>	Třída ZP: <b>II c</b>
Poskytovatel: <b>FN OLOMOUC</b>	Oddělení: <b>KL. PLIC. NEMOCI odd 24</b>
Typ ZP: <b>ULTRAZVUK. INH. EASYNEB</b>	Výrobní číslo: <b>073418/B</b>
Provozní hodiny: <b>—</b>	Evidenční číslo: <b>J 026247-000</b>

### V- VYHOVUJE, N - NEVYHOVUJE

Třída ochrany: <b>— STY. KAPALNO III</b>	Odpor ochranného vodiče: <b>—</b>	<b>—</b>
Druh síťového přívodu: <b>—</b>	Izolační odpor: <b>&gt; 20 MΩ</b>	<b>✓</b>
Délka síťového přívodu: <b>—</b>	Únikový proud: <b>0,00 mA</b>	<b>✓</b>

### Použité měřicí přístroje

Dig. tlakoměr PTLD	D120011	Analyzátor krevního tlaku QA-1290	12304	
Defibrilátor analyzátor QA-45 Mk II	4795	Meditest 50 / <del>Revex-51</del>	<b>200334</b>	<b>X</b>
Ventilátor Tester QA-VTM	11302	Analyzátor SPO <sub>2</sub> DAEG	21579	

### Popis technické kontroly a kalibrace dle doporučení výrobce:

**PŘÍSTROJ BRZ ZÁVAZ - ODPovídá TECH. DOKUM.**

### Vyhodnocení stavu ZP dle § 52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění

	ANO	NE
Používá poskytovatel ZP v souladu s určeným účelem použití dle § 4 zák. 123/2000Sb.	<b>X</b>	
Předložil poskytovatel návod k použití pro uvedený ZP	<b>X</b>	
Předložil poskytovatel záznamy o odborných kontrolách uvedeného ZP dle § 28 zák. 123/2000 Sb.	<b>X</b>	
<b>Splňuje ZP podmínky zák. 123/2000 Sb., je vhodný, bezpečný a účinný tak, aby při jeho správném použití k účelům, pro než je určen, nedošlo k poškození zdraví lidí</b>	<b>X</b>	

Hodnocení stavu ZP: <b>VYHOVUJE</b>	
Termín příští kontroly ZP: <b>6/2009</b>	
V: <b>PL2009</b>	Dne: <b>4/6. 2008</b>
Předal: <b>VOKOUN</b> (Jméno, podpis, razítko)	Převzal: <b>Kučubík</b> (Jméno, podpis, razítko)