

Doklad o revizi elektrického spotřebiče

dle ČSN 33 1610

Celkové hodnocení:

Vyhovuje

Zákazník: **Fakultní nemocnice Olomouc**
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc

IČO: 00098892
DIČ: CZ00098892

Spotřebič

Identifikační č.: **0000010504**
Značka, typ: **MagPro Compact**
Inventurní číslo: **-----**
Druh spotřebiče: **magnetický stimul.**
Výrobní číslo: **10143**
Rok výroby: **2005**

Třída ochrany: **I**
Skupina: **BF**
Jmenovitý proud: **---**
Jmenovité napětí: **220V**
Jmenovitý příkon: **---**
Délka přív. šňůry: **1.5m odn.**

Budova:
Oddělení: **neurologické**
Místnost: **EMG laboratoř**

Prohlídka provedena s výsledkem vyhovuje.

Poznámky:

Zkouška chodu provedena s výsledkem vyhovuje.

Poznámky:

Měření provedeno s výsledkem vyhovuje.

Přechodový odpor	Rp 200mA:	0.02	Ω
Přechodový odpor	Rp 10A:	---	Ω
Izolační odpor	Riso 500V	---	M Ω
Náhradní unikající proud	Iu:	0.41	mA
Proud ochranným vodičem	Ipe:	0.12	mA
Rozdílový proud a dotykový proud	Idelta:	---	mA
Spotřeba (Příkon)	P:	57	VA

Použité přístroje a platnost kalibrace:

Typ: Revex 2051 Výrobní č.: 0401276
Č. kalib. listu: R2051/163 Platnost do: 20.1.2008

Poznámky:

Celkové hodnocení:

ZAŘÍZENÍ JE V POŘÁDKU A JE SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU

Poznámky:

Revize provedena dne 16.10.2007. Řádný termín příští revize je nejpozději: 16.10.2008.

Protokol byl vystaven dne: **2.11.2007 10:25:01**

Revizi provedl a protokol vystavil:

Technik: **Ing. Vladimír Tomek**

Evidenční číslo: **001**

Firma: **Walter Graphtek CZ**

Sedlec 40
25065 Líbeznice

IČO: **45124001**

DIČ: **CZ470210101**

Razítko a podpis

WALTER Graphtek CZ

ing. Vladimír Tomek

SEDLÉČ 40, 250 65 p.LÍBEZNICE

☎ 02-84890568, fax 02-84892666

Doklad o revizi elektrického spotřebiče

dle ČSN 33 1610

Celkové hodnocení:

Vyhovuje

Zákazník: **Fakultní nemocnice Olomouc**
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc

IČO: 00098892
DIČ: CZ00098892

Spotřebič

Identifikační č.: **0000010501**
Značka, typ: **Philips 170B5CG/00**
Inventurní číslo: **----**
Druh spotřebiče: **17" TFT monitor**
Výrobní číslo: **VN1F0448004781**
Rok výroby: **2005**

Třída ochrany: **I**
Skupina:
Jmenovitý proud:
Jmenovité napětí: **220V**
Jmenovitý příkon:
Délka přív. šňůry: **1.5m odn.**

Budova:
Oddělení: **neurologické**
Místnost: **EMG laboratoř**

Prohlídka provedena s výsledkem vyhovuje.

Zkouška chodu provedena s výsledkem vyhovuje.

Poznámky:

Poznámky:

Měření provedeno s výsledkem vyhovuje.

Přechodový odpor	Rp 200mA:	0.05	Ω
Přechodový odpor	Rp 10A:	---	Ω
Izolační odpor	Riso 500V	---	M Ω
Náhradní unikající proud	Iu:	0.45	mA
Proud ochranným vodičem	Ipe:	0.18	mA
Rozdílový proud a dotykový proud	Idelta:	---	mA
Spotřeba (Příkon)	P:	45	VA

Použité přístroje a platnost kalibrace:

Typ: Revex 2051 Výrobní č.: 0401276
Č. kalib. listu: R2051/163 Platnost do: 20.1.2008

Poznámky:

Celkové hodnocení:

ZAŘÍZENÍ JE V POŘÁDKU A JE SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU

Poznámky:

Revize provedena dne 16.10.2007. Řádný termín příští revize je nejpozději: 16.10.2008.

Protokol byl vystaven dne: **2.11.2007 10:25:01**

Revizi provedl a protokol vystavil:

Technik: **Ing. Vladimír Tomek**

Evidenční číslo: **001**

Firma: **Walter Graphtek CZ**

Sedlec 40
25065 Líbeznice

IČO: **45124001**

DIČ: **CZ470210101**

Razítko a podpis

WALTER Graphtek CZ
ing. Vladimír Tomek
SEDLEC 40, 250 65 p. LÍBEZNICE
☎ 02-84890568, fax 02-84892666

Doklad o revizi elektrického spotřebiče

dle ČSN 33 1610

Celkové hodnocení:

Vyhovuje

Zákazník: **Fakultní nemocnice Olomouc**
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc

IČO: 00098892
DIČ: CZ00098892

Spotřebič

Identifikační č.: **0000010502**
Značka, typ: **HP Laser Jet 1015**
Inventurní číslo: **-----**
Druh spotřebiče: **tiskárna**
Výrobní číslo: **CNFJ019526**
Rok výroby: **2005**

Třída ochrany: **I**
Skupina:
Jmenovitý proud:
Jmenovité napětí: **220V**
Jmenovitý příkon:
Délka přív. šňůry: **1.5m odn.**

Budova:
Oddělení: **neurologické**
Místnost: **EMG laboratoř**

Prohlídka provedena s výsledkem vyhovuje.

Poznámky:

Zkouška chodu provedena s výsledkem vyhovuje.

Poznámky:

Měření provedeno s výsledkem vyhovuje.

Přechodový odpor	Rp 200mA:	0.02	Ω
Přechodový odpor	Rp 10A:	---	Ω
Izolační odpor	Riso 500V	---	M Ω
Náhradní unikající proud	Iu:	0.54	mA
Proud ochranným vodičem	Ipe:	0.11	mA
Rozdílový proud a dotykový proud	I Δ :	---	mA
Spotřeba (Příkon)	P:	313	VA

Použité přístroje a platnost kalibrace:

Typ: Revex 2051 Výrobní č.: 0401276
Č. kalib. listu: R2051/163 Platnost do: 20.1.2008
Poznámky:

Celkové hodnocení:

ZAŘÍZENÍ JE V POŘÁDKU A JE SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU

Poznámky:

Revize provedena dne 16.10.2007. Řádný termín příští revize je nejpozději: 16.10.2008.

Protokol byl vystaven dne: **2.11.2007 10:25:01**

Revizi provedl a protokol vystavil:

Technik: **Ing. Vladimír Tomek**

Evidenční číslo: **001**

Firma: **Walter Graphtek CZ**

Sedlec 40
25065 Líbeznice

IČO: **45124001**

DIČ: **CZ470210101**

Razítko a podpis

WALTER Graphtek CZ
Ing. Vladimír Tomek
SEDLÉČ 40, 250 65 p. LÍBEZNICE
☎ 02-84890568, fax 02-84892666

Doklad o revizi elektrického spotřebiče

dle ČSN 33 1610

Celkové hodnocení:

Vyhovuje

Zákazník: **Fakultní nemocnice Olomouc**
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc

IČO: 00098892
DIČ: CZ00098892

Spotřebič

Identifikační č.: **0000010503**
Značka, typ: **Philips 107P50/00**
Inventurní číslo: **----**
Druh spotřebiče: **17" CRT monitor-stim**
Výrobní číslo: **BZ000442143581**
Rok výroby: **2005**

Třída ochrany: **I**
Skupina:
Jmenovitý proud:
Jmenovité napětí: **220V**
Jmenovitý příkon:
Délka přív. šňůry: **1.5m odn.**

Budova:
Oddělení: **neurologické**
Místnost: **EMG laboratoř**

Prohlídka provedena s výsledkem vyhovuje.

Zkouška chodu provedena s výsledkem vyhovuje.

Poznámky:

Poznámky:

Měření provedeno s výsledkem vyhovuje.

Přechodový odpor	Rp 200mA:	0.20	Ω
Přechodový odpor	Rp 10A:	---	Ω
Izolační odpor	Riso 500V	---	M Ω
Náhradní unikající proud	Iu:	0.58	mA
Proud ochranným vodičem	Ipe:	0.23	mA
Rozdílový proud a dotykový proud	Idelta:	---	mA
Spotřeba (Příkon)	P:	76	VA

Použité přístroje a platnost kalibrace:

Typ: Revex 2051 Výrobní č.: 0401276
Č. kalib. listu: R2051/163 Platnost do: 20.1.2008

Poznámky:

Celkové hodnocení:

ZAŘÍZENÍ JE V POŘÁDKU A JE SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU

Poznámky:

Revize provedena dne 16.10.2007. Řádný termín příští revize je nejpozději: 16.10.2008.

Protokol byl vystaven dne: **2.11.2007 10:25:01**

Revizi provedl a protokol vystavil:

Technik: **Ing. Vladimír Tomek**

Evidenční číslo: **001**

Firma: **Walter Graphtek CZ**

Sedlec 40
25065 Líbeznice

IČO: **45124001**
DIČ: **CZ470210101**

Razítko a podpis

WALTER Graphtek CZ
ing. Vladimír Tomek
SEDELEC 40, 250 65 p.LÍBEZNICE
☎ 02-84890589 fax 02-84892666