

PROTOKOL Č: 001/2006

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO 392606	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE FN - Olomouc I.P.Pavlova 6 Olomouc
INSTALACE 12.3.1997		ODD. NRL JIP

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBRY
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50 MΩ Rz 0,06 Ω ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		12V 1,7Ah / 134mA
Funční testy :	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBRE
Spínače :	KAPKY, VZDUCH	DOBRE
Kalibrace :	± 5 % IS-125	30, 50, 100, 300, 600 ml/hod.
Výstupní tlak :	150 kPa - 250 kPa	ODPOVĚDA
Bezpečnostní tlak :	NASTAVENÍ 7-0	0,6 bar
Stav mechanických dílů		DOBRY

Zařízení bylo podrobena testu v délce 1 (2) 3 4 5 6 hodin Zak.list č.: 002/2006

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu

Měření provedeno dne: 07 -03- 2006

Termín další kontroly: 31. 12. 2007

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

protokol převzal:



Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6/75 20 OLOMOUC
tel.: 588 444 311, fax: 588 442 529

15 -03- 2006