

PROTOKOL O BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÉ PROHLÍDCE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

podle zákona 123/2000 Sb., v platném znění, § 52

Přístroj: VASOTRAIN	Typ: 447
Výrobní číslo: 07/1009	Inventární číslo: C 000010 - 000
Výrobce: ENRAF/NONIUS	Zdravotnický prostředek třídy: II.b
Poskytovatel zdravotní péče: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Klinika pracovního lékařství oddělení 43	

	naměřená hodnota	vyhovuje ANO NE	
1. kontrola poškození krytů	---	☒	☐
2. kontrola napájecí části včetně síťového přívodu	---	☒	☐
3. kontrola utěšňovacích manžet a jejich tlakování, těsnost ventilku	---	☒	☐
4. kontrola vnitřních měřidel přístroje	---	☒	☐
5. kontrola stavu mechanických částí	---	☒	☐
6. kontrola stavu elektrického propojení	---	☒	☐
7. kontrola charakteristik výstupních podtlaků a přetlaků	---	☒	☐
7. kontrola intenzity výstupního přetlaku při nastavení(100 Pa)	98 Pa	☒	☐
8. kontrola intenzity výstupního podtlaku při nastavení(-100 Pa)	-101 Pa	☒	☐
9. funkční kontrola	---	☒	☐
Kontrola elektrické bezpečnosti přístrojem <u>MEDITEST 50</u> v.č. 205 007, kalibrace platná do: 15.6.2007			
10. unikající proud přílohná část	0,003 mA	☐	☐
11. unikající proud krytem (NP ≤ 0,1 mA; JZ ≤ 0,5 mA)	0,09 mA	☐	☐
12. izolační odpor (> 20 MΩ)	> 20 MΩ	☐	☐
13. odpor zemního vodiče (≤ 0,3 Ω)	0,12 Ω	☐	☐

Stav zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek *vyhovuje* stanoveným požadavkům !

Termín následného prověření stavu zdravotnického prostředku: 18.10.2006

Ověření provedl: Jaroslav Měchura, tel: 603 338 678

Jaroslav Měchura
**SERVIS A PRODEJ
ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY**
Klínky 2458, 697 01 Kyjov
tel./fax: 518 614 204, mobil: 603 338 678
IČO: 75770342, DIČ: CZ7607074343

Dne: 18.10.2005 razítko a podpis: