



TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.

Na Zatlance 5, CZ -150 00 PRAHA 5

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

PROTOKOL č. **073/2008**

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO: <i>112 412</i> <i>I.O. I019153-000</i>	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE: FN Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc ODD.: <i>ONKOLOGIE 42 A</i>
INSTALACE: <i>9.2.2001</i>		

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		<i>DOBRY</i>
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri <i>50</i> Rz <i>200</i> ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		<i>12V 1,7Ah / 150mA</i>
Funkční testy:	ALARM, ČERPADLO, DVIŘKA, DISPLEJ	<i>DOBRE</i>
Spínače:	KAPKY, VZDUCH	<i>DOBRE</i>
Kalibrace:	± 5 % IS - 125	30, 50, <u>100</u> , <u>300</u> , 600 ml/hod.
Výstupní tlak:	150 kPa - 250 kPa	<i>ODPOVĚDA</i>
Bezpečnostní tlak:	NASTAVENÍ <i>4-4</i>	<i>35 kPa</i>
Stav mechanických dílů:		<i>DOBRY</i>

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1 2 3 4 5 6 hodin.

Zak.list č.: *042/2008*

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu.

Měření provedeno dne: **17 -09- 2008**

Termín další kontroly: **17. 09. 2010**

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

Protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno

[Signature]

Instalace nemocnice Olomouc:
odbor hlavního mechanika
inspektor oprav
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUČ
tel.: 588 442 125, fax: 588 442 529

[Signature]

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Spisová značka: odd.C, vložka 11688

Bankovní spojení ČSOB Praha č.úctu 576455083/0300

IČO 45797803

DIČ CZ45797803

Praha : Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5
Brno : Starobrněnská 13, 602 00 Brno
e-mail: transkontakt @ medicaltk.com

Zelená linka 800 100 895

Tel.: 25156 4228 Fax: 25156 6226

Tel.: 54221 2616 Fax: 54221 4052

Www stránky: www.medicaltk.com