

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Uživatel: FN Olomouc

1018 371

Pracovník firmy Kardio-Line spol. s r. o. provedl dle objednávky uživatele kontrolu zdravotnického prostředku podle požadavků zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění, pokynů výrobce a souvisejících norem.

Zdravotnický prostředek: **Monitor vitálních funkcí ARGUS TM-7**

Výrobce: SCHILLER AG

CH-6340 Baar

Švýcarsko

Výrobní číslo: 710. 00723

Třída ZP: IIb

Třída ochrany ZP: I CF

Vizuální kontrola: ZP bez zjevného poškození ano , ne

Rozsah poškození:

Funkční kontrola

Klávesnice: v pořádku
 Otočné tlačítko: v pořádku
 Display: v pořádku
 Akumulátor: neprovoďí se

Kontrola EKG: v pořádku
 Kontrola měření NIBP: v pořádku
 Kontrola měření SpO₂: v pořádku
 Kontrola měření CO₂: neprovoďí se
 Kontrola měření teploty: neprovoďí se

Poznámka:

Příslušenství:

EKG kabel: v pořádku
 SpO₂ senzor: v pořádku
 NIBP manžeta: v pořádku
 Poznámka:

CO₂ senzor: neprovoďí se
 Teploměry: neprovoďí se
 Síťová šňůra:

Bezpečnostní kontrola:

Měřený parametr:	Naměřená hodnota	Limit (podle dop. ČES 33.03.95)
odpor ochr. zemního vodiče	0,17 Ω	≤ 0,2 Ω
unikající proud síťová - přístupná část	0,40 mA	≤ 0,5 mA
unikající proud síťová - příložná část	0,008 mA	≤ 0,5 mA (B,BF), 0,05mA (CF)

Kontrola byla provedena přístrojem MEDITEST 50, v.č. 204006, kalibrační list č. 00137/1M50

Hodnocení: Kontrolovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu.

Příští kontrola ZP: 6/2008

Datum kontroly: 6.6. 2007

Kontrolu ZP provedl:

Lovář
Kardio Line spol. s r. o.
 Antonínská 5
 602 00 BRNO

