



Powerful Partners

V Olomouci dne 11.06.2007

Servis lékařské praxe

Brandlova 6
779 00 OLOMOUC
☎/fax: 585 418 912
☎ 585 750 157, 737 939 989
✉ splpraxe@volny.cz
ICO: 42959233 DIČ: CZ6011281628

FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC
I.P. Pavlova 6
OLOMOUC
775 20

PROTOKOL O PROVEDENÉ TECHNICKÉ KONTROLE

dle zákona č. 123/2000
o zdravotnických prostředcích

Zařízení:

Název, typ, model: Chirurgický mikromotor SURGIC XT

Výrobce: NSK Nakanishi Japonsko

Rok výroby:

Výrobní číslo(a): PŮJSTROJ: 01Y00041; MOTOR: CTR06019

INVENTÁRNÍ ČÍSLO: C005396-000

1) Ovládací jednotka

Funkce ovládacích prvků (tlačítek)	①	2	3	4
Funkce displeje	①	2	3	4
Funkce vodní pumpy	①	2	3	4
Software (reakce na pokyny, zobrazení údajů, paměti)	①	2	3	4
Stav krytu a mechanických částí	1	②	3	4
Stav napájecí šňůry - NEBYLA DOPĀNA	1	2	3	4
Celková funkčnost	①	2	3	4

2) Motor

Stav ložisek	1	2	3	4
Stav krytu a mechanických částí	1	2	3	4
Otáčkový rozsah, elektrická funkčnost	1	2	3	4
Stav přívodní šňůry vč. konektorů	1	2	3	4

3) Nožní ovladač

Stav ovládacích prvků (tlačítek)	1	2	3	4
Plynulost regulace regulátoru otáček	1	2	3	4
Stav krytu a mechanických částí	1	2	3	4
Stav přívodní šňůry vč. konektorů	1	2	3	4

4) Kompletní set

Stav celého přístroje jako celku	1	2	3	4
----------------------------------	---	---	---	---


Způsob bodového hodnocení:

- 1 – vyhovuje
- 2 – drobné poškození neohrožující správný chod a bezpečnost
- 3 – vážné poškození či závada vyžadující opravu či výměnu (možno používat se zvýšenou opatrností)
- 4 – vážné poškození či závada vylučující bezpečný provoz (zákaz okamžitého používání)

Závěr:

VLASTNÍ MOTOR OPLAVEN DLE OBJ. DIS0700926.
 PO OPRAVĚ FUNKČNÍ. DROBNÉ MECHANICKÉ POŠKOZENÍ
 KONEKTORU RYCHLOUPÍNÁNÍ - FUNKČNĚ UYHOVUJE.
 CELKOVĚ PŘÍSTROJ UYHOVUJE A DOPORUČUJEME JEJ
 K POUŽÍVÁNÍ

Vypracoval:



Vilém Sítár

Vilém Sítár
 Autorizovaný servisní technik
 SL Praxe

DALŠÍ MOHLÍDKA 06/2008.