

Kontrolní protokol

o periodické bezpečnostně technické kontrole (PBTk) ZP dle zákona č.123/2000 Sb. v platném znění
K výkazu práce číslo: 028497

přístroj	DIMAP - Přístroj pro magnetoterapii	výr.číslo	216
výrobce	MAGNETOTERAPIE DIMAP spol. s r.o. Kladno ČR	třída/typ	I / BF
zákazník	FN Olomouc , rehabilitace	č. zak.	143/208

1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje

Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	✓/✗
	Síť – přístupná část	0,35 mA	1,00 mA	✓
	Aplikátorem - velký solenoid S1H	0,00 mA	0,50 mA	✓
	Aplikátorem - střední solenoid S2H	0,00 mA	0,50 mA	✓
	Aplikátorem - malý solenoid S3H	0,00 mA	0,50 mA	–
	Aplikátorem - disk A1H	0,00 mA	0,50 mA	–
	Aplikátorem - dvojdeka A2H	0,00 mA	0,50 mA	✓
	Aplikátorem - trojdeka A3H	0,00 mA	0,50 mA	✓
Kontrola přechodového odporu	Přístroj + přívod	0,06 Ω	0,3 Ω	✓

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

Prohlídka přístroje a aplikátorů – mechanická kontrola	✓
Kontrola funkce všech ovládacích prvků	✓
Kontrola funkce všech zobrazovacích prvků	✓
Kontrola identifikace jednotlivých aplikátorů	✓
Kontrola funkce generátorů I, II ve spojení se všemi aplikátory	✓

Použité přístroje : MEDITEST 50, v.č. 976 104, Multimetr METEX M-4650CR v.č. EF711836,
osciloskop KIKUSUI v.č.28070426

Podmínky měření : teplota 18 .. 28 °C , Síťové napětí 198 až 253 V/ 50Hz

Poznámka:

- ✓ - vyhovuje
-
- ✗ - nevyhovuje

3. Poznámky , připomínky

Inventurní číslo přístroje: I017680-000

Závěr : Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.Datum provedení : 28.3.2007
Datum příští kontroly : 03/2008
Kontrolu provedl : Ištuk Jiří**CHIRONAX**
Frýdek-Místek s.r.o.Revoluční 1280
738 01 Frýdek-MístekCHIRONAX Frýdek-Místek s.r.o.
Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek
tel : 558638711, fax: 558624970,
e-mail: chironax@chironax.com
<http://www.chironax.com>