

Fakturační adresa: Jan Skácel Ječmínkova 24 724 00 Ostrava Stará Bělá IČo: 633 06 743 Dič:CZ 54 01 30 31 05 Tel: 603 181 006		PROTOKOL o revizi (kontrolě) elektrického zdravotnického přístroje (el.spotřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16 00.ČSN 33 16 10.		Datum:10.12.2008 Jméno technika : Jan Skácel Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A Typ měřícího přístroje: Revex 2051 Výrobní číslo:708 0 136 Typ měřícího přístroje:RM 2050 Výrobní číslo:40 30 274 Typ měřícího přístroje: Výrobní číslo:				
Zákazník: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc Oddělení: Geriatric		Měření elektrických bezpečnostních parametrů: Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA)..... Odpor ochranného vodiče: Rp UA(Ip = 10 A)..... Isolační odpor R iso (Up= 500 V).....100 Proud ochranným vodičem přímá metoda :..... Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :..... Dotykový proud přímá metoda:..... Dotykový proud rozdílová metoda:..... Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....0,031 Náhradní unikající proud mezi příložnou částí:..... Přímá - unikající proud mezi příložnou částí:..... Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:..... Napájecí napětí:.....230,3 Napájecí proud:..... Příkon:..... cos φ :.....				Ω Ω MΩ mA mA mA mA mA mA mA V A W		
Umístění spotřebiče:.....lížkové odd.46 Druh spotřebiče:.....antidekub.matrace GU Třída ochrany :..... I,IIa,IIb,III Typ/ zařazení:..... B,BF,CF Výrobce:.....26044 Inv.číslo:.....D 038200-000 Provozní zkouška:.....ano Stav přístroje: Mechan.poškození:.....opraveno..... Přívody:.....v pořádku..... Stav krytí:.....dobrý..... Protokol o poslední revizi:.....ne		Revize provedena s výsledkem:vyhověl Bezpečnostní kontrola provedena s výsledkem: vyhovuje Proveřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nich ž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle zákona č.346/2003 sb.§52 odst.4.				Tento protokol má 1 stranu. Počet vyhotovení: 2 Rozdělovník: 1x zákazník 1x revizní technik		
Příští revize (kontrola):za rok								

