

# PROTOKOL O KONTROLE ZDRAV. PROSTŘEDKU DLE § 27 ZÁK. 123/2000 Sb.

*S.L. v. letaninou*

antidekubitní souprava aktivní / dynamická s kompresorem			
typ zařízení:	výrobní číslo:	nemocnice:	
<b>ACPHEXCELL</b>	<b>500020365</b>	<b>FK olomouc - Geriatrie 46</b>	
popis zkoušky, testovaná část		naměřené hodnoty	
		1 test	2 test
funkční test	Bezchybná funkce	OK	OK
udržitelný tlak čerpadla / průtok <del>REZERVO</del> <del>AT&amp;I MAX GMR 31600</del> o urovni		NEIN 76,4 mbar	NEIN 76,4 mbar
čas přepnutí při tlakování	o urovni	10	10
alarm tlaku	o urovni	OK	OK
stav mechanických dílů	všechny díly fungují		
Bezpečnostně – technická kontrola byla provedena v délce ..... 1 ..... hod.			
Zkoušené zařízení: <u>odpovídá</u> – neodpovídá – TP a – <u>vyhovuje</u> – nevyhovuje – v provozu			
Měření provedeno dne: <u>24/8/07</u>	Příští kontrola do: <u>24/8/08</u>	Základní údaje TAKUJÍCÍ NEMOCNICE OLOMOUC I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc SPO 441 111 Oddělení Geriatrie Pracovní oddělení 46 1F6 Primát: MUDr. Zdenek ZÁBOJ	
Technik:			
 <b>SORAL &amp; HANZLIK</b> <b>KETTNEROVA 1940</b> <b>155 00 PRAHA 5</b> <b>DIČ: 006-40762882</b>			
Servisní technici : Luděk Plohák 603 274 051    Martin Kolář 605 356 981    Ing. Jiří Semeka 602 354 221 Servisní střediska: SORAL & HANZLIK s.r.o. Kettnerova 1940 155 00 Praha 5 jitka.kodetova@soralhazlik.cz		SORAL & HANZLIK s.r.o. Sloupečník 23 678 01 Blansko mk.s@centrum.cz	