



**Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32**

Autorizovaný servis firmy LINET Želevčice

## Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 346/2003 Sb.

Typ : LŮŽKO NOVOS IV  
Výrobce : LINET ŽELEVCICE  
Zákazník : FN OLOMOUČ, odd. GERIATRIE 47

Třída, kategorie : 2  
Výrobní číslo : -  
IO 17899

### Prohlídka přístroje

|                        |                 |                   |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Vizuální kontrola      | <u>ano</u>      | <u>ne</u>         |
| Kabely a příslušenství | <u>vyhovuje</u> | <u>nevyhovuje</u> |
| Test funkce            | <u>vyhovuje</u> | <u>nevyhovuje</u> |
| Zjištění závady        | <u>ano</u>      | <u>ne</u>         |
| Popis závad            |                 |                   |

### Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem

el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje

|                                                         | Druh proudu :           | Naměřeno:                           | Povoleno :                       | Jednotka : |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Měření unikajících proudů přímou metodou<br>nepřímou m. | Síťová-přístupná část   | <u>0,00</u>                         | 1,00 I.tř. , 0,50 II.tř          | mA         |
|                                                         | Síťová-příložná část    |                                     | 0,5 B,BF, 0,05 CF                | mA         |
|                                                         | Přístupná-příložná část |                                     | 5,00 B,BF, 0,05 CF<br>0,1 defib. | mA         |
| Měření odporu<br>ochranného vodiče                      |                         | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,3                              | Ohm        |

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 976097 , Metex ME-31, v.č. CJ 215466

Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usít = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 8-3-2007

Datum příští kontroly : 2008

Měření provedl : MURIE



**Chironax, spol. s r.o.**

Servisní oddělení

Mlýnská 42

658 32 Brno

Muric