

Ičo: 633 06 743 Dič: CZ 54 01 30 31 05
Tel: 603 181 006

PROTOKOL
o revizi (kontrole) elektrického zdravotnického přístroje
(el.spotřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16
00.ČSN 33 16 10.

Datum: 30.9.2008

Jméno technika : Jan Skácel

Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A

Typ měřicího přístroje: Revex 2051

Výrobní číslo: 708 0 136

Typ měřicího přístroje: RM 2050

Výrobní číslo: 40 30 274

Typ měřicího přístroje:

Výrobní číslo:

Měření elektrických bezpečnostních parametrů:		Výrobní číslo:
---	--	----------------

Odpor ochranného vodiče:	Rp (Ip = 200 mA).....
Odpor ochranného vodiče:	Rp $\underline{U\Delta}$ (Ip = 10 A).....
Isolační odpor	R iso (Up= 500V).....100
Proud ochranným vodičem	

Proud ochranným vodičem přímá metoda :.....

Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :.....

Dotykový proud přímá metoda:.....

Dotykový proud rozdílová metoda:.....
Náhradní napětí:.....

Náhradní unikající proud mezi sít'ovou a příložnou částí:.....0,004

Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....
 Přímý unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....

Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....

Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí

s pomocným zdrojem:.....

Napájecí napětí:
 Napájecí proud: 230..

Napájecí proud: 23
Příkon:

Příkon:.....
cos φ:.....

$\cos \varphi : \dots\dots\dots$

Ω
Ω
$M\Omega$
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
V
A
W

Umístění spotřebiče:.....Geriatrické lůžko 48
Druh spotřebiče: elektrické lůžkoNovos

Třída ochrany : II I, IIa IIb III

Typ/ zařazení:..... I.IIa,IIb,I

Výrobce:.....Linet

Výrobní číslo:.....

Inv.číslo:..... I 017892-000

Provozní zkouška:..... ano

Stav přístroje:

Mechan.poškození:.....opraveno.....

Přívody:.....v pořádku.....

Stav krytů:.....dobrý.....

Protokol o poslední revizi:.....ne.....

Revize el. provedena s výsledkem: **BYLA**

PROVEDENA - Vyhovuje

Bezp.tech.kontrolaprováděna s výsledkem:

vyhovuje



Prověřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nich
ž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití
dle zákona č.346/2003 sb.§52 odst.4.

Tento protokol má 1 stranu.
Počet vyhotovení: 2
Rozdělovník: 1x zákazník
1x revizní technik