

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAV. PROSTŘEDKU DLE § 27 ZÁK. 123/2000 Sb.

ORJ.č. 808640

l.p. LYPK - 588 442 910

antidekubitní souprava aktivní / dynamická s kompresorem			
typ zařízení: <i>NIM B11P-11</i>	výrobní číslo: <i>157077777</i>	nemocnice: <i>FN OLDOHOVC - OPEHO</i>	
popis zkoušky, testovaná část		naměřené hodnoty	
		1 test	2 test
funkční test	Bezchybná funkce	<i>OK</i>	<i>OK</i>
udržitelný tlak čerpadla /průtok/	<i>v normě</i>	<i>MAX 29,9 mmHg MIN 16,8 mmHg</i>	<i>MAX 29,8 mmHg MIN 16,7 mmHg</i>
čas přepnutí při tlakování	<i>v normě</i>	<i>10)</i>	<i>10)</i>
alarm tlaku	<i>v normě</i>	<i>OK</i>	<i>OK</i>
stav mechanických dílů	<i>ok</i>		
Bezpečnostně – technická kontrola byla provedena v délce <i>1</i>hod.			
Zkoušené zařízení: ☒ odpovídá – ☒ neodpovídá – TP a – ☒ vyhovuje – ☒ nevyhovuje – v provozu			
Měření provedeno dne: <i>29/06/06</i>		Příští kontrola do: <i>29/06/07</i>	
Technik: <i>John 29/6/06</i>		Zákazník: <i>Procházka</i> <i>13-07-2006</i>	
Servisní technici : Luděk Ploháč 603 274 051 Martin Kolář 605 356 981 Ing. Jiří Semecký 602 354 221 Servisní střediska: SORAL & HANZLIK s.r.o. Kettnerova 1940 155 00 Praha 5 jitka.kodetova@soralhazlik.cz			
SORAL & HANZLIK s.r.o. Sloupečnick 23 678 01 Blansko mk.s@centrum.cz			