

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAV. PROSTŘEDKU DLE § 27 ZÁK. 123/2000 Sb.

i.č. 102 2467-020

Pl. 1. Kocourek

antidekubitní souprava aktivní / dynamická s kompresorem			
typ zařízení: NIMRUS -II	výrobní číslo: 151/034797	nemocnice: FN OL - Geriatric 48	
popis zkoušky, testovaná část		naměřené hodnoty	
		1 test	2 test
funkční test	Bezchybná funkce	OK	OK
udržitelný tlak čerpadla / průtok / udržet na 150 mm Hg 216007	o uctav	MAX 342 mmHg	MAX 32,4 mmHg
čas přepnutí při tlakování	o uctav	10)	19,0 mmHg
alarm tlaku	o uctav	OK	OK
stav mechanických dílů		údržba dle programu	
Bezpečnostně – technická kontrola byla provedena v délce 1 hod.			
Zkoušené zařízení: <u>Odpovídá</u> – neodpovídá – TP a <u>vyhovuje</u> – nevyhovuje – v provozu			
Měření provedeno dne: 24/8/07		Příští kontrola do: 24/8/08	
Technik: S&H KETTNEROVA 1940 155 00 PRAHA 5 DIČ: 003-40752932 J. Kocourek		Zákazník: 89 301 301 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC I. P. Pálavského 6, 775 20 Olomouc 565 441 111 Oddělení geriatric Léčkové oddělení 46 IF6 První lékař Zdeněk Zádvořil	
Servisní technici: Luděk Plocháček 603 274 051		Martin Kolář 603 355 951	
Servisní střediska: SORAL & HANZLIK s.r.o. Kettnerova 1940 155 00 Praha 5 jitka.kodetova@soralhanzlik.cz		Ing. Jiří Semecký 602 354 221 SORAL & HANZLIK s.r.o. Sloupečnická 23 678 01 Blansko mk.s@centrum.cz	