


Návod k použití toaletního křesla AU-1, AU-2



Použití:

Toaletní křesla jsou součástí řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou mobilitou. Jsou určena pro pacienty, kteří nejsou schopni použít standardní WC mísu. Vhodnou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech. Výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost. Křesla nejsou určena pro sprchování a převoz pacientů.

Popis a návod k použití:

Rám křesla je vyroben z ocelové konstrukce vysoké pevnosti. Je povrchově upraven práškovou komaxiovou barvou. Sedák, opěradlo a područky jsou čalouněné vysoce odolnou koženkou, v lemu VF svařované. Pro zlepšení přístupu pacienta jsou područky odklopné. Model AU-2 je doplněn o kolečka, madlo a sklopnou podnožku. Křeslo AU-2 není určeno pro převážení pacienta, může dojít k poškození koleček a madla. Součástí dodávky je hygienická nádoba s víkem. Po sejmutí horního krytu sedáku a odstranění víka nádoby je křeslo připravené k použití. U modelu AU-2 zabrzdíte zadní kolečka sešlápnutím brzdy. Nádobu lze po použití vyjmout po odklopení sedáku s otvorem nebo vysunutím směrem do boku.

Údržba:

Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobshují rozpouštědla a nepůsobují mechanické narušení povrchu. Toaletní nádoby jsou vhodné pro použití v myčkách podložních mís. Pro zachování maximální stability křesla doporučujeme pravidelně kontrolovat utažení všech šroubů a pevnost uchycení koleček (u modelu AU-2).


Výrobce:



Živného 1a, 635 00 Brno, ☎ 546 211 469
<http://www.audy.cz> e-mail: info@audy.cz



Návod k použití toaletního křesla AU-1, AU-2



Použití:

Toaletní křesla jsou součástí řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou mobilitou. Jsou určena pro pacienty, kteří nejsou schopni použít standardní WC mísu. Vhodnou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech. Výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost. Křesla nejsou určena pro sprchování a převoz pacientů.

Popis a návod k použití:

Rám křesla je vyroben z ocelové konstrukce vysoké pevnosti. Je povrchově upraven práškovou komaxiovou barvou. Sedák, opěradlo a područky jsou čalouněné vysoce odolnou koženkou, v lemu VF svařované. Pro zlepšení přístupu pacienta jsou područky odklopné. Model AU-2 je doplněn o kolečka, madlo a sklopnou podnožku. Křeslo AU-2 není určeno pro převážení pacienta, může dojít k poškození koleček a madla. Součástí dodávky je hygienická nádoba s víkem. Po sejmutí horního krytu sedáku a odstranění víka nádoby je křeslo připravené k použití. U modelu AU-2 zabrzdíte zadní kolečka sešlápnutím brzdy. Nádobu lze po použití vyjmout po odklopení sedáku s otvorem nebo vysunutím směrem do boku.

Údržba:

Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobshují rozpouštědla a nepůsobují mechanické narušení povrchu. Toaletní nádoby jsou vhodné pro použití v myčkách podložních mís. Pro zachování maximální stability křesla doporučujeme pravidelně kontrolovat utažení všech šroubů a pevnost uchycení koleček (u modelu AU-2).

Výrobce:



Živného 1a, 635 00 Brno, ☎ 546 211 469
<http://www.audy.cz> e-mail: info@audy.cz

