

Název zdravotnického prostředku:

Typ:

S/N (výrobní číslo): A723642-F2

**Pacientský monitor**  
**Datascope Accutorr Plus**

--	--	--	--	--	--	--	--

Inventární číslo: C004440-000

**A. Vizuální kontrola**
 Nepoškozen  Poškozen

**B. Funkční a bezpečnostní test zdravotnického prostředku podle předpisu výrobce**  
 (Servisní manuál – Datascope 0070-00-0543, Rev.A, 30. 3. 2002)

Pol.	Název testu	Postup	Výsledek testu
1.	Self test	5.4	<input checked="" type="checkbox"/> Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
2.	Diagnostické testy	5.5	
	2.1. Test klávesnice	5.5.3	<input checked="" type="checkbox"/> Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
	2.2. Test LED	5.5.4	<input checked="" type="checkbox"/> Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
	2.3. Test tiskárny	5.5.6	<input type="checkbox"/> Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
3.	Testy modulu NIBP		
	3.1. Test pumpy	5.5.7	<input checked="" type="checkbox"/> Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
	3.2. Test těsnosti	5.5.8	<input checked="" type="checkbox"/> Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
	3.3. Test mezního tlaku	5.5.9, 14	<input checked="" type="checkbox"/> Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
	3.4. Test tlakového převodníku	5.5.12	<input checked="" type="checkbox"/> Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
4.	Test baterie	5.7	<input checked="" type="checkbox"/> Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
5.	Test SpO <sub>2</sub>	5.10	<input checked="" type="checkbox"/> Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
6.	Funkční test na živém objektu		<input checked="" type="checkbox"/> Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
7.	Ověření elektrické bezpečnosti	ČSN EN 60601-1	
	7.1. Test vyrovnání potenciálů		<input checked="" type="checkbox"/> Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
	7.2. Test trvale unikajících proudů a pomocných proudů pacientem		<input checked="" type="checkbox"/> Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl


**C. Závěrečné vyhodnocení výsledků provedených testů**
 Vyhověl  Nevyhověl

**D. Provedené servisní úkony:**
**E. Poznámky a doporučení: Příští kontrola VI / 2009**

Provedl: Ing. Jiří Hanslian

Dne: 6. 6. 08

Podpis:

  
 MSM spol. s r. o.  
 Divize Medical Instruments  
 P.O.Box 120, Lhota u Příbramě 13  
 261 81 Příbram (4)

**PROTOKOL O PERIODICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU**  
 dle zákona 123/2000 Sb.

Obsah tohoto protokolu je duševním vlastnictvím výrobce zdravotnického prostředku a firmy MSM, spol. s r. o.