

Název zdravotnického prostředku:
Typ:

Volumetrická infúzní pumpa
ALARIS GW

S/N (výrobní číslo): 250427542

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invent. č. C006102 - 000

A. Vizuální kontrola

☒ Nepoškozen ☐ Poškozen

**B. Funkční a bezpečnostní test zdravotnického prostředku podle předpisu výrobce
(Servisní manuál – Alaris , 8000PB00001 vydání A.0)**

Pol.	Název testu	Postup	Výsledek testu
1.	Kontrola SW verze	10/3	V 5.1.F
2.	Autotest	10/5	X Vyhověl ☐ Nevyhověl
3.	Kontrola interního akumulátoru	10/2	X Vyhověl ☐ Nevyhověl
4.	Kontrola přesnosti dávkování	10/6	X Vyhověl ☐ Nevyhověl
5.	Test alarmů	10/7	X Vyhověl ☐ Nevyhověl
6.	Kontrola funkce BOLUS	10/9	X Vyhověl ☐ Nevyhověl
7.	Kontrola Error log	10/4	X Vyhověl ☐ Nevyhověl
8.	Ověření elektrické bezpečnosti	ČSN EN 60601-1	
8.1.	Test vyrovnání potenciálu	kapitola 18	X Vyhověl ☐ Nevyhověl
8.2.	Test trvale unikajících proudů a pomocných proudů pacientem	kapitola 19	X Vyhověl ☐ Nevyhověl

C. Závěrečné vyhodnocení výsledků provedených testů

☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl

D. Provedené servisní úkony:

E. Poznámky a doporučení: Příští kontrola II / 2009

Provedl: Ing. Jiří Hanslian

Dne: 15. 2. 2008

Podpis:

MSM, spol. s r. o.
Divize Medical Instruments
P.O. Box 120, Lhota u Přibramě 13
261 81 Přibram
(4)

**PROTOKOL O PERIODICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU
dle zákona 123/2000 Sb.**

Měření elektrické bezpečnosti:

**** SEAWARD RIGEL 266 ****

Appliance Number

Asena GW SN 250427542

.....
Date

15. 2. 2008

.....
User

FN Olomouc – hematologické odd. 5B

Class: I, Type CF

EARTH (1A)

00.09 OHM

INS (500V) - EUT

99.99 MEG

EARTH LEAKAGE

1. (N) <0.040 mA

2. (R) <0.040 mA

SF: Neutral Open

3. (N) <0.040 mA

4. (R) <0.040 mA

ENCLOSURE LEAKAGE

1. (N) <0.040 mA

2. (R) <0.040 mA

SF: Neutral Open

3. (N) <0.040 mA

4. (R) <0.040 mA

SF: Earth Open

5. (N) <0.040 mA

6. (R) <0.040 mA

Status PASS

Signature

.....
