



VALIDAČNÍ PROTOKOL PŘÍSTROJE

Typ přístroje	<u>Rozplňovač Guardian SP2 Plus</u>
Výrobní číslo	D981280
Umístění	FN Olomouc, TO
Inventární číslo	C 000128-000
Odpovědný pracovník	PharmDr. Alexandra Žáková
Servisní technik	Ing. Dušan Svoboda
Číslo protokolu	DYN-FNOL-SP2Plus-0809
Metoda	Gravimetrická kontrola pipet. množství
Použité přístroje	váhy Mettler Toledo XP 105 Pt teploměr GREISINGER GMH 2000
Datum měření	3.9.2008
Teplota	25,0 °C

Nominální objem [ul]	100,0
Průměrný napipetovaný objem [ul]	99,85 +/- 0,15
Povolená tolerance [ul]	99,50 - 100,50
CV skutečný	0,18%
CV maximální povolený	0,40%
Celkový výsledek	vyhovuje

Poznámka: Provedena kontrola nastavení pracovních pozic.

Závěr:

Zkoušený přístroj splňuje požadovaná kritéria a může být používán ve standardním provozu.

Doporučené datum příští kontroly 3.9.2009

Servisní technik:


DYNEX
TECHNOLOGIES
spol. s r.o.
Na Čihadle 32, 160 00 Praha 6
Tel.: 220 303 600 - Fax: 224 320 133

Odpovědný pracovník:


PharmDr. A. Žáková
6.11.08
připraveno do dalšího provozu.