

František Hojsák Servis a montáže Kolínská 358 .533 12 Chvaletice

PROTOKOL

o prověření zdravotnického prostředku dle §
52,odstavec 4, zákona č. 346/2003 Sb.

1. Popis zdravotnického prostředku, identifikace:

Název ZP: Turniket pro bezkrevné operace	Typ: PRESS 1
Výrobní číslo: Inv. číslo: 1017356	Rok výroby: 1992
Výrobce: ENERGOSTROJ Chvaletice	

2. Provozovatel: Fakultní nemocnice Olomouc Centrální operační sály 5,6

Adresa: Fakultní nemocnice Olomouc ,I.P.Pavlova 6 ,Olomouc

Pracoviště, umístění: Centrální operační sály 5,6

3. Slovní vyhodnocení stavu zdravotnického prostředku:

Úroveň vlastností prověřovaného zdravotnického prostředku vyhovuje technickým předpisům a normám stanovených výrobcem (na základě protokolu-záznamu o měření, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) a je možné jej nadále používat při poskytování zdravotní péče.

4. Termín následného prověření:

Datum následného prověření:

5. Identifikace prověřovatele: 28441 A/05

Název autorizovaného servisu: František Hojsák	
Prověření ZP provedl: František Hojsák	dne: 27, 12, 2006
Protokol vystavil: František Hojsák	dne: 28, 12, 2006

Chvaletice 28.12.2006

razítko a podpis

SERVIS A MONTÁŽE
FRANTIŠEK HOJSÁK
Kolínská 358, 533 12 CHVALETICE
IČO: 400 94 804, DIČ: CZ5509120069
Tel.: 777 694 155

Hojsák

Záznam o provedeném měření při BTK přístroje PRESS1

Fakultní nemocnice Olomouc

Popis:

kontrola tlakové části včetně předvoibý

nast.	analog	digitai	cejchovní
20	22	21,5	22
30	32	31,6	33
40	42,5	42,5	42
50	52	52	51
60	62	63,5	61
70	71,5	75	73
80	83	82,5	82
90	92	92	93

pozn.ukazatel digitálu zobrazuje do 99.
Kontrola přetlak.ventilu 130kPa
OK

kontrola signalizace a zobrazení

světelná
signalizace
-všechny prvky
svět.

signalizace byly odzkoušeny

Bez závad

kontrola akustické signalizace
všechny prvky akust.signalizace
včetně návazností

Bez závad

Kontrola nastaveného času
kontrola ve zkráceném
módu

Bez závad

Ei.revize

Vyhovuje bezpečnému
provozu

Přístroj vyhovuje a splňuje technické podmínky výrobce.

Měřeno dne :28.12.2006

Zapsal Hojsák



SERVIS A MONTÁŽ
FRANTIŠEK HOJSÁK
Kolínská 358, 533 12 CHVALETICE
IČO: 400 94 804, DIČ: CZ550912008
Tel.: 777 694 155

SERVIS A MONTÁŽE
FRANTIŠEK HOJSÁK
 Kolínská 358, 583 12 CHVALETICE
 IČO: 400 94 804 DIČ: CZ5509120089

PROTOKOL
 o kontrole elektrického zedlavutního přístroje dle doporučení
 ČEZ 33.03.95 (Isl.) -

Technik :
FRANTIŠEK HOJSÁK

Provozovatel :
 Fakultní nemocnice Olomouc

Typ měřícího přístroje :
KVOCERA 6202
 Výrobní číslo : 1522

Podpis :

Datum kontroly	Vyr. číslo / inv.č.	Název typ	B, BF, CF	Odpor izolace	Odpor ochranného vodiče	Unikající proud I (mA)				Kategorie používání	Výsledek měření	Výsledek	
						Síťová část	Přístupná část	Přiložná část	Síťová část				
						Měření (mA)	Měření (mA)	Měření (mA)	Měření (mA)				
12/06	117396	Pressl		20M	0,08	N	0,12			I	A	Vyhovuje	

I/Uvedle: N - měření náhradního unikajícího proudu
 U - jmenité měření unikajícího proudu
 R - měření rozdílového proudu

(2) Uvedle: V - schopen bezpečného provozu
 A - není schopen bezpečného provozu

SERVIS A MONTÁŽE
FRANTIŠEK HOJSÁK
 Kolínská 358, 583 12 CHVALETICE
 IČO: 400 94 804 DIČ: CZ5509120089
 Tel.: 777 694 155

TERMIN DALŠÍ REVIZE