

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák.č.123/2000 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům zákona 123/2000 Sb. v platném znění

Zákazník:

FN OLOMOUC
chirurgické operační sály

Objednávka zákazníka:

DO 8347

Přístroj:

ICC 350

Typ:

01

10128-016

Výrobní číslo:

F-2991

Vizuální kontrola:

Návod k použití



Popisky jsou čitelné



Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm)

0,12 ohm

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA)

0,07 mA

Síťová část-příložná část (max 0,05 mA)

0,004 mA

Zkoušky funkcí:

Ovládací tlačítka



LED svítí



Displeje funkční



Varovné tóny



Zkouška ovládání pedálem:

Funkce MON/BIP



Funkce pedálu s jednou šlapkou



Zkouška ručního ovládání:

Funkce CUT/COAG



Zkouška autostartu:

Autostart BIP



Autostart BIP, P>50W nelze



Autostart BIP, R<6ohm, chyba



Zkouška autostopu:

Autostop MONO/BIP



Výstupní výkon CUT:

MONO,ef4/300W/500ohm(300W+/-10%):

311 W

MONO,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%):

100 W

BIP,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%):

109 W

Výstupní výkon COAG:

BIP,120W/125ohm(120W+/-15%):

117 W

Soft,120W/125ohm(120W+/-15%):

111 W

Forced,120W/350ohm(120W+/-15%):

102 W

Spray,120W/500ohm(120W+/-15%):

111 W

Zkoušky funkčnosti monitorů:

Chyba na výstupu, zkrat CUT



Dlouhá doba zapnutí



NE kontrola=>zelená LED



NE kontrola, proudová hustota



NE kontrola, monitor symetrie



Poznámka:

APC 300:

Typ:

10132-010

Výrobní číslo:

R-4549

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm)

0,14 ohm

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA)

0,06 mA

Síťová část-příložná část (max 0,05 mA)

0,015 mA

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.: 200055

HF 150

v.č.: 0040 - HF 150 V1E

Datum kontroly: 8.7.05

Platnost do: 8.7.06

Technik:



HOSPIMED, spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA

130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522