

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák.č.346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník:	FMOLOKOLUC COS- chirurgie OP-01	
Objednávka zákazníka:		
Přístroj:	ICC 350	
Typ:	ARFON 01 1018-016	
Výrobní číslo:	F-1941	
Vizuální kontrola:		
Návod k použití	☐	
Popisky jsou čitelné	☒	
Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:		
Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm)	0,05 ohm	
Měření unikajících proudů:		
Síťová část-přístupná část (max 1mA)	0,03 mA	
Síťová část-příložná část (max 0,05 mA)	0,004 mA	
Zkoušky funkcí:		
Ovládací tlačítka	☒	
LED svítí	☒	
Displeje funkční	☒	
Varovné tóny	☒	
Zkouška ovládání pedálem:		
Funkce MON/BIP	☒	
Funkce pedálu s jednou šlapkou	☒	
Zkouška ručního ovládání:		
Funkce CUT/COAG	☒	
Zkouška autostartu:		
Autostart BIP	☒	
Autostart BIP, P>50W nelze	☒	
Autostart BIP, R<6ohm, chyba	☒	
Zkouška autostopu:		
Autostop MONO/BIP	☒	
Výstupní výkon CUT:		
MONO,ef4/300W/500ohm(300W+/-10%):	303,3 W	
MONO,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%):	99,9 W	
BIP,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%):	101,8 W	
Výstupní výkon COAG:		
BIP, 120W/125ohm(120W+/-15%):	117,5 W	
Soft, 120W/125ohm(120W+/-15%):	106,4 W	
Forced, 120W/350ohm(120W+/-15%):	102,8 W	
Spray, 120W/500ohm(120W+/-15%):	110,2 W	
Zkoušky funkčnosti monitorů:		
Chyba na výstupu, zkrat CUT	☒	
Dlouhá doba zapnutí	☒	
NE kontrola=>zelená LED	☒	
NE kontrola, proudová hustota	☒	
NE kontrola, monitor symetrie	☒	
Poznámka:		

APC 300:

Typ: 10132-010
Výrobní číslo: B-4549

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm) 0,06 ohm

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA) 0,02 mA
Síťová část-příložná část (max 0,05 mA) 0,002 mA

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.: 200055
HF 150 v.č.: 1069HR300V3.1E

Datum kontroly: 11.8.06
Platnost do: 08/2007

HOSPIMED, spol.s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA
130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
DIČ: CZ00676853

[Signature]