


Faro Step FN Olomouc

SERVISNÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA



Datum: 16.3.2007

Číslo šarže:

Výrobní číslo:

Prováděný úkon

Perioda měs.

Položka

výměna

čištění

mazání

seřízení

kontrola

pozn.

6 / 12

Koncovka čerpání a výpusti vody

Zásobní nádržky

Vnitřní prostor přístroje

Těsnění dveří

Zavírací mechanismus dveří

Chladičí ventilátory

Chladič vývěvy

Elektroinstalace - porušení

Těsnost armatury

Koncové spínače dveří

Vakuum vývěvy

Snímače teploty

Snímače tlaku

Těsnost komory - VT

Bowie-Dick test průniku páry

Bakteriologický filtr

Tlakový spínač komory

Sterilizační cyklus

Pojistný ventil komory

Pojistný ventil vývíječe

Topení pláště

Tlakový snímač vývíječe

Unikající proud (mA):

1,4 mA

Max. 3 mA

Odpor ochranného vodiče (ohm):

0,07 mA

Max. 0,1Ω

Izolační odpor (Mohm):

> 20 MΩ

> 19 MΩ

Přístroj po prohlídce:

- při používání dle návodu

JE - NENÍ

funkční

- při dodržení bezpečnostních předpisů

JE - NENÍ

bezpečný

Příští prohlídka: 3/08

Připomínky, doporučení:

Provedl:

Směcha

Podpis:

SELET

SELET - Antonín Pucek,

Žižkov 326, 783 45 SENICE NA HANÉ

servisní oddělení
Žižkov 326, 783 45 Senice na Hané

ICO: 487 75 550

Tel: 585 947 278, Fax: 585 947 011, e-mail: selet@selet.cz