


Periodická bezpečnostně tech.kontrola zdravotnického prostředku

Hypokramed, spol. s r.o.
Servisní středisko
Plzeňská 113
150 00 PRAHA 5
Telefon: 255739401-3
Fax: 255739404
Email: hypokramed@hypokramed.cz

ČÍSLO OBJEDNÁVKY : DO 8349 8357

ZÁKAZNÍK : Fakulta nemocnice Olomouc	Katalogové číslo : 111P.01A0
	Výrobní číslo : 2.0.2003 SN: 00517

Roční preventivní prohlídka : Podle doporučení výrobce provedena pravidelná preventivní prohlídka, kontrola a seřízení op.stolu
Závěr: Ve smyslu §27a28 odst. 5 zákona 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedeno seřízení a odzkoušení dle doporučení výrobce a : Přístroj (<u>JE</u> / <u>NENÍ</u>) plně funkční a (<u>SCHOPEN</u> / <u>NESCHOPEN</u>) bezpečného provozu.

Datum nahlášení :	16.06.2005
Datum provedení :	10.07.2005
Doba prohlídky (poč. započatých hodin) :	1h
Poznámky:	
Vzdálenost do místa opravy (ujeto km) :	—
Doba strávená na cestě (hod) :	—

Datum příští kontroly
10.01.2006

Jméno technika : L. UHLÍŘ

 KUBAČOVÁ Lucie Razítko a podpis zákazníka

Hypokramed s.r.o. Plzeňská 113 150 00 Praha 5 Leoš Uhlíř Razítko a podpis servisní organizace

ZPRAVA O REVIZI č.		01	
		NS	
zodpovědný pracovník			
umístění		COS	
termín příští revize		10.08.2005	
Revize el. zdrav. přístroje napojeného pohyblivým přívodem - dle dle ČSN EN 60601-1 a Doporučení ČES 33. 03. 95			
Staniční sestra:		Datum:	
Protokol vypracoval:	Ing. Oldřich Zoubek	Třída ochrany:	IB
Revizi provedl:	L. Uhlíř		
Název přístroje:	OP. STŘI	Jmen. napětí V:	230
Typ přístroje:	MR-01A0	Inv. číslo:	
Výrobce:	MAQUET	Vyr. číslo:	00514
Rok výroby:	2003	Jmenovitý výkon:	
Návod k obsluze a dokumentace jsou uloženy u zodpovědného pracovníka oddělení			
Měření		Mezní hodnoty	Naměřené hodnoty
Odpor ochranného vodiče:	(ohmů)	0,2 (0,3)	0,14 Ω
Přechodový odpor PA	(ohmů)	0,1	0,08 Ω
Izolační odpor:	(Mohmů)	7(2)	> 20 MΩ
Unikající proud I_{u1} - do země	(mA)	1(3,5)	0,01 mA
Unikající proud I_{u2} - krytem	(mA)	1	0,015 mA
Unikající proud I_{u3} - příl.	(mA)	0,5	
Použitý měřicí přístroj:	MEDITEST č. 200344 kal. č. 00134/1M50		
Revize, zkouška a kontrola byla provedena dle pož. ČSN EN 60601-1 a Doporučení ČES 33. 03.95			
Kontrola funkce a bezpečnosti přístroje:	BEZ ZÁVAD		
PODLE PROVEDENÉ REVIZE JE PŘÍSTROJ SCHOPEN BEZPEČNÉHO PROVOZU			
Závada:			
Termín odstranění			
Závadu odstranil:			
Datum, podpis:	 Hypokramed s.r.o. Plzeňská 115 150 00 Praha 5 Leoš Uhlíř		
Podpis technika:			
Podpis, razítko:	Ing. Oldřich Zoubek revizní technik elektro Vajdova 10, 102 00 Praha 10 ev. č. 11848/2/96/EZ-M,O,R-S 		